


■ ドベーキ鑷子 販売名:内視鏡手術用鉗子



E2005.11B
胸腔鏡
腹腔鏡、食道手術



E2005.11KG2



ハンドルが通常の鑷子状になっており操作しやすい。

VATSや食道手術に使用する先端ドベーキ型の使いやすい鑷子
握りが非常に柔らかく疲れない。把持した組織の触感がそのまま術者に伝わる。

先端形状	製品番号	全長	有効長	標準価格
	E2005.11B	370mm	200mm	¥190,000
		460mm	290mm	¥190,000
	E2005.11KG2	370mm	200mm	¥190,000
		460mm	290mm	¥190,000