

HEIWA

Made in United Kingdom

NEW

フリーハンドシステム

ロボティックスコープホルダー



各部名称

- ①コントロールボックス
- ②スコープホルダー本体
・アーム
・ロボットモーションアセンブリ(RMA)
- ③ヘッドセット
- ④インジケータユニット
- ⑤フットペダル
- ⑥単回使用の滅菌済みパーツ
・ズームモジュール
・硬性鏡クリップ
・滅菌ドレープ
- ⑦ストレージカート(収納カート)
※別途販売品(オプション)



※テレビモニターは含まれません

仕様
 外観寸法
 コントロールボックス
 ・170mm×55mm×190mm
 アーム
 ・400mm(高さ)・586mm(長さ)

総重量 : 7kg

最大負荷 : 1.5kg

可動域
 ズーム : 118mm
 チルト : 水平より上70°・下20°
 パン : 左右共に90°

可変速度
 I : 12.3mm/秒
 II : 19.7mm/秒
 III : 24.6mm/秒

電源
 コントロールボックス
 ・AC 110-240V / 30W
 インジケータユニット
 ・AC 110-240V / 25mA

フリーハンドシステム STDS-X-0113 病院標準価格 2,980,000円
 消耗品パック STDX-X-0110 病院標準価格 350,000円
 (10症例分)

フリーハンドシステム構成 商品コード : STDS-X-0113

- ・フリーハンドアーム/コントロールボックス
- ・インジケータユニット 商品コード : STDS-X0133
- ・ボタン電池×2個 商品コード : CR2032
- ・コントロールユニット 商品コード : STDS-X-0021
- ・フットペダル 商品コード : STDS-X-0142

消耗品パック(コンシューマーパック) 商品コード : STDX-X-0110

- ・滅菌ドレープ(滅菌スリーブ) 12枚
- ・モジュールパック(滅菌ズームモジュール) 10個

※別途販売品(オプション)

- ・ストレージカート(収納カート) 商品コード : STDS-X-0027

- 事前に添付文書をよくお読みいただき、内容を正しく理解されたうえで御使用下さい。
- 定期点検及び術前・術後の点検を徹底して行ってください。
- アフターサービスに関しましては、弊社並びに購入店までお問い合わせください。

since 1963

株式会社平和医療器械

東京 03-6912-2850 山口 0835-22-3658
 神戸 078-599-5322 www.heiwairyo.co.jp

HP : "平和医療"で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001

株式会社
平和医療器械