


# HEIWA


## ハイワシリーズ

### 5mm アングル鉗子

**NEW**



アングルをかけた状態でも先端を自由に回転することができ、ストレスの軽減を実現しました。



ESE2000 把持鉗子

有効長 270mm / 300mm / 330mm  
単孔式の時に他の鉗子と干渉せずに使用することができます。



ESE2005.4 剥離鉗子

滅菌は、オートクレーブ滅菌とEOG滅菌が可能です。



ESE2006.3 はさみ鉗子

先端部のローテーションはアングルをかけている時のみ使用可能

認証番号:226AIBZX00047000 JMDNコード 70164010 病院標準価格 270,000円

since 1963

## 株式会社平和医療器械

東京：03-5966-4388 山口：0835-22-3658  
宇部：0836-44-5021 www.heiwairyo.co.jp

HP：“平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001