


■ クリップ 販売名:プレミアムドベークランプ

12mmトロカールからの挿入可能 ドベークタイプ(アトラマティックジョー)



製品番号	形状	ブレード長		標準価格
H01A	直	25mm	血管等	¥60,000
H01AF	弱弯	25mm	血管等	¥60,000
C55S	直	55mm	腸管・肺等	¥65,000
C65S	直	65mm	腸管・肺等	¥65,000
C70S	直	70mm	腸管・肺等	¥65,000



■ クリップ 販売名:プレミアムクランプ湾曲型



製品番号	形状		標準価格
CS65CUR1	湾曲	腸管・肺等	¥100,000

Radial Reload(Covidien社) 対応

- 特徴的なクリップ形状により直腸へのクリッピングが容易となります。
- 低位前方切除術における直腸の縫合切離において腸管クリップとしてご使用いただけます。
- Radial Reload(Covidien社) 等の縫合器使用時の直腸へのアプローチの際の操作性および周辺の視認性が向上します。