


■ 圧排子 アングルタイプ ステーマ社製 販売名:起子



アングルが掛かるため、適切な臓器の圧排が可能となる

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	ブレード長	標準価格
EI-001-003	5mm	485mm	325mm	50°	45mm	¥188,000

■ ファン型レトラクター 販売名:内視鏡手術用鉗子K



妨害臓器の圧排に使用

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	ブレード長	標準価格
E2010	5mm	420mm	335mm	0°	40mm	¥98,000