


■ リンパ節鑷子 販売名:内視鏡手術用鉗子



E2005.12  
E2005.12K1

E2005.12R1

E2005.12KG1

ハンドルが通常の鑷子状になっており操作しやすい。

内視鏡手術用の使いやすいリンパ節  
郭清用の鑷子

φ=10mm

	製品番号	全長	有効長	標準価格
	E2005.12	370mm	200mm	¥190,000
	E2005.12R1 ラチェット付	370mm	200mm	¥198,000
	E2005.12KG1	360mm	200mm	¥190,000
	E2005.12K1	360mm	200mm	¥190,000