


■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

3mm



コック付

通過抵抗が小さい  
内套先端部 鋭または鈍



コックなし

製品番号			外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0307K	コック付	磁石弁	3.2mm	70mm	¥98,000
T0310K	コック付	磁石弁	3.2mm	93mm	¥98,000
T0307	コックなし	磁石弁	3.2mm	70mm	¥98,000
T0310	コックなし	磁石弁	3.2mm	93mm	¥98,000

3mm



製品番号			外套の内径	スリーブ長	標準価格	
T0350TH	弁なし	胸腔鏡用	内套先端部鈍	3.2mm	70mm	¥98,000