


■ アンビル把持鉗子 販売名：内視鏡手術用鉗子

各メーカー自動吻合器対応



	製品番号	外径	全長	有効長	標準価格
	E2005.10T2	10mm	510mm	375mm	¥98,000
	E2005.10ETT 國場先生御考案	10mm	500mm	370mm	¥98,000
	E2005.10ETTS 國場先生御考案	10mm	500mm	370mm	¥98,000
			様々な方向でアンビルの固定が可能		



■ アンビル把持鉗子 販売名：内視鏡手術用鉗子

各メーカー自動吻合器対応



製品番号	全長	標準価格
EY8300A	250mm	オープン価格

■ アンビル把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000



10mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.10T2	24mm 各メーカー 自動吻合器対応
		
		

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.5T2	19mm
		
		

■ アングルアンビル把持鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm



製品番号	全長	有効長	アングル	標準価格
EO2005.10R	545mm	370mm	45°	¥220,000