


■ アングル鉗子 販売名:ハイワシリーズ ESE型、ES2200型

5mm



ESE2000

a.鉗子部
b.シャフト部

f.ローテーション固定ダイヤル
g.アクティブコード接続部



ESE2005.4

c.キャップ
d.アングルダイヤル


h.ハンドル部
i.ラチェットON/OFF切替レバー



ESE2006.3

e.ローテーションダイヤル

3mm




ES2202



ES2204

5mm、3mm共にアングルを自由自在に動かせます。



アングル鉗子
組立方法



アングル鉗子
分解方法

製品番号		全長	有効長	アングル		標準価格
ESE2000	把持	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ESE2005.4	剥離	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ESE2006.3	はさみ	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ES2202	把持	420mm	240mm	60°	ラチェットの有無を選べます	¥220,000
ES2204	剥離	420mm	240mm	60°		¥220,000