

2026 年 10 月吉日

お得意先 各位

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658

エースディスポーザブルチュービングセット
スパイクキャップの改良について（お知らせ）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいておりますエースディスポーザブルチュービングセットについて、一部部品改良のため、下記の通り変更させて頂くこととなりましたので、ご案内させていただきます。

この度の変更にともない、ご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

【販売名】 エースディスポーザブルチュービングセット

【製品番号】 HA4008、HA4018、HA4021、HA4020、HA5008、HA5028

【届出番号】 35B1X10001003605

【外国製造業者】 Ace Medical Corporation Ltd.（韓国）

2. 対象品番及びロット番号

HA4008 Lot. A260615-KIRZ00U0JP-1

HA4018 Lot. A260615-KIRZ00U0JP-2

HA4021 Lot. A260615-KIRZ00UIJP-1

HA4020 Lot. A260615-KIRZ00V0JP-1

HA5008 Lot. A260615-KIRZ00T0JP-1

HA5028 Lot. A260615-KIRZ00TIJP-1

※上記ロット番号以降の製品が対象です。

3. 変更内容（別紙参照）

イリゲーションキャップの内径変更 ※スパイクが挿入されるキャップ内部に段差構造を追加し、スパイクとキャップが抜けにくくなりました。

4. 出荷時期

現行製品の在庫がなくなり次第、出荷させていただきます。

こちらの案内文は、平和医療器械ホームページ「お知らせ」より、データでご覧いただけます。平和医療器械ホームページ： <https://heiwairyo.co.jp>

以上

(別紙)

エースディスポーザブルチュービングセットスパイクキャップの改良について

【製品番号】 HA4008、HA4018、HA4021、HA4020、HA5008、HA5028

変更前	変更後
	 ※内側の構造を改良し、抜けにくくなりました。