

■ 洗浄水バッグ加圧装置



従来タイプと比べて加圧速度が格段に速くなりました。
(設定圧までの加圧に最速10秒)

バッテリーのみでの連続使用可能時間：約10時間
(バッテリータイプの場合 最高設定圧力にて使用時)
バッテリー充電時間：約3時間



ハイワPC2
紹介動画

製品番号	製品名	圧力設定	駆動方式	標準価格
HEIWAPC2	ハイワPC2	0~400mmHg	DC12V	¥288,000
※ HEIWAPC2-O	ハイワPC2	0~400mmHg	DC12V	¥288,000
HEIWAPC2B	ハイワPC2 バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥315,000
※ HEIWAPC2B-O	ハイワPC2 バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥315,000
HEIWAPC2W	ハイワPC2 2連タイプ	0~400mmHg	DC12V	¥576,000
※ HEIWAPC2W-O	ハイワPC2 2連タイプ	0~400mmHg	DC12V	¥576,000
HEIWAPC2BW	ハイワPC2 2連バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥630,000
※ HEIWAPC2BW-O	ハイワPC2 2連バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥630,000

※大塚生食バッグ対応品

■ ハイワPC専用スタンド



低重心型で安定感のあるデザイン

ハイワPC専用設計のスタンド

ステンレスバスケット付き

規 格

本 体	Φ520mm × H1450mm	バスケット	縦：200mm
	パイプ径：Φ25mm		横：320mm
	重 量：6.7kg		深さ：150mm
	キャスター：Φ40mm		

製品番号	製 品 名	材 質	標 準 価 格
HEIWAST1	ハイワPC専用スタンド	ステンレス	¥73,000