

2026年3月吉日

お得意先 各位

HEIWA

株式会社平和医療器械

TEL : 0835-22-3658

ラパロスコープ用ヒーター付カップ
ヒーター部の仕様変更について（お知らせ）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいておりますヒーター付カップのヒーター部に关しまして、下記の通り変更させていただくこととなりましたので、ご案内をさせていただきます。

この度の変更にともない、ご迷惑をお掛けする事と存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、重ねてお願いいたします。

敬具

記

1. 対象製品

製品名	製品番号
ラパロスコープ用ヒーター付カップ	HEATER
ラパロスコープ用ヒーター付カップ ヒーターのみ	HEATERONLY

2. 変更内容（別紙参照）

ヒーター部の仕様に変更になりました。

3. 出荷時期

現行品の在庫がなくなりしだい、出荷を開始いたします。

こちらの案内文は、平和医療器械ホームページ「お知らせ」より、データでご覧いただけます。

平和医療器械ホームページ : <https://heiwairyo.co.jp>

以上

(別紙) ラパロスコープ用ヒーター付カップ ヒーター部の仕様変更について

変更前



ハトメ : 4 か所 バネ : 2 本

変更後



フック

ハトメ

フック・ハトメ : 各 1ヶ所 バネ : 1 本

バネが 1 本に変更され、取付が簡易化されました。