

2024年6月吉日

お得意先 各位

HEIWA

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658

ホームポート吸引洗浄プローブセット  
スパイク仕様変更について（お知らせ）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ホームポート吸引洗浄プローブセットについて、スパイクの仕様を下記の通り変更させて頂くこととなりましたので、ご案内させていただきます。

この度の仕様変更にともない、ご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象製品  
販売名 ホームポート吸引洗浄プローブセット  
製品番号 S0533、S0533P、S0542、S0542P  
届出番号 35B2X10001001405  
外国製造業者 Suzhou Homeport Medical Appliance Co.,Ltd.（中華人民共和国）
- 変更内容（別紙参照）
  - スパイクの数が1本から2本に変更になりました。
  - スパイクの形状と、スパイクキャップが変更になりました。
- 変更理由  
穿刺機能の向上と、商品ニーズへの対応のため
- 出荷時期  
現行品の在庫がなくなり次第、出荷いたします。

こちらの案内文は、平和医療器械ホームページ「お知らせ」より、データでご覧いただけます。

平和医療器械ホームページ：<https://heiwairyo.co.jp>

以上

(別 紙) ホームポート吸引洗浄プローブセットのスパイクの仕様変更について

	変更前	変更後
スパイク本数	<p>1本</p> 	<p>2本</p> 
スパイク形状		
スパイクキャップ		