


■ ミニフォーセプス 販売名:ミニフォーセプス

3mm




しなりの少ない硬めの3mmシャフト、傷が残らない

	製品番号	全長	有効長	標準価格
--	------	----	-----	------



LYD191	385mm	245mm	¥75,000
--------	-------	-------	---------



LYD193	385mm	245mm	¥75,000
--------	-------	-------	---------

■ ミニフォーセプス ストッパー 販売名:ミニフォーセプス



	製品番号	標準価格
--	------	------

lyd194	¥10,000
--------	---------

■ ファッシャークロージャー 販売名:内視鏡処置用縫合器

2.3mm



・筋膜縫合の際に使用。

製品番号	全長	有効長	標準価格
------	----	-----	------

618-195-20	245mm	140mm	¥98,000
------------	-------	-------	---------