



排煙口付き アングル起子 フック・ヘラ




ダイヤル操作によりアングルがかけられます


先端の排煙口により、焼灼時に発生する
サージカルスモークを瞬時に取り除きます。



有効長：330mm



ヘラ型



フック型

販売名	ヘイワシリーズ
製品番号	ヘラ型 ES2001H1S フック型 ES2001TS-A
届出番号	226AIBZX00047000
JMDNコード	70164010
標準価格	¥190,000（税抜）

HEIWA 株式会社平和医療器械

本社	〒747-0036 山口県防府市戎町2-4-37 TEL:0835-22-3658 FAX:0835-22-3678
東京営業所	〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-10 3F TEL:03-6912-2850 FAX:03-6912-2851
大阪営業所	〒569-0073 大阪府高槻市上本町6-3 松浦ビル1F TEL:072-669-7230 FAX:072-669-7166
名古屋出張所	〒468-0052 愛知県名古屋市天白区井口1-1211-2E TEL:052-715-8130 FAX:052-715-8114



LINE公式アカウント
@heiwairyo

HEI-ES2001AKH-202503