

# アンビル把持鉗子 シリーズ



- 開腹用アンビル把持鉗子
- ラパロ用アンビル把持鉗子（10mm）
- ラパロ用アンビル把持鉗子（5mm）
- ラパロ用アングルアンビル把持鉗子（10mm）

※各メーカー自動吻合器対応

■ アンビル把持鉗子 販売名：内視鏡手術用鉗子

各メーカー自動吻合器対応



	製品番号	外径	全長	有効長	標準価格
	E2005.10T2	10mm	510mm	375mm	¥98,000
	E2005.10ETT 國場先生御考案	10mm	500mm	370mm	¥98,000
	E2005.10ETTS 國場先生御考案	10mm	500mm	370mm	¥98,000
			様々な方向でアンビルの固定が可能		



■ アンビル把持鉗子 販売名：内視鏡手術用鉗子

各メーカー自動吻合器対応



製品番号	全長	標準価格
EY8300A	250mm	オープン価格

■ アンビル把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格  
¥122,000



10mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.10T2	24mm 各メーカー 自動吻合器対応

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.5T2	19mm

■ アングルアンビル把持鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm




製品番号	全長	有効長	アングル	標準価格
EO2005.10R	545mm	370mm	45°	ラチェット付 ¥220,000

# *Premium-Angle Series*



- 吸引洗浄管
- 把持鉗子
- 剥離鉗子
- 遮断鉗子
- クリップ鉗子
- アングル起子

■ プレミアム吸引洗浄管 販売名:プレミアム吸引洗浄管



製品番号	全長	有効長	アングル	標準価格
E05H	450mm	340mm	90°	¥190,000
E05HTS1	こだま型 435mm	330mm	90°	¥190,000

吸引ボタンだけのハンドルやトランペット型のハンドルにも変更できます


■ プレミアム吸引管 販売名:吸引管



製品番号	全長	有効長	標準価格
E05HK2	470mm	340mm	¥190,000

■ アングル鉗子 販売名:ハイワシリーズ ESE型、ES2200型

5mm



ESE2000

a.鉗子部  
b.シャフト部

f.ローテーション固定ダイヤル  
g.アクティブコード接続部



ESE2005.4


c.キャップ  
d.アングルダイヤル  
e.ローテーションダイヤル

h.ハンドル部  
i.ラチェットON/OFF切替レバー



ESE2006.3

3mm



ES2202



ES2204

5mm、3mm共にアングルを自由自在に動かせます。



アングル鉗子  
組立方法



アングル鉗子  
分解方法


製品番号		全長	有効長	アングル		標準価格
ESE2000	把持	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ESE2005.4	剥離	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ESE2006.3	はさみ	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ES2202	把持	420mm	240mm	60°	ラチェットの有無を選べます	¥220,000
ES2204	剥離	420mm	240mm	60°		¥220,000

■ アングル把持鉗子・遮断鉗子 販売名：アングル鉗子



2x3無傷性ドベーキ型 大腸・胃・肺・婦人科

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	把持部	標準価格
ES2004.1	10mm	570mm	385mm	45°	60mm	¥220,000
ES2004.1S	10mm	520mm	340mm	45°	60mm	¥220,000
ES2004F1	10mm	525mm	345mm	45°	30mm	¥220,000



1cmごとの目盛付

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	把持部	標準価格
ES2004.1K1	10mm	480mm	300mm	45°	65mm	¥220,000

■ クリップ鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm



アングル機能なし

製品番号	全長	有効長		標準価格
B60	450mm	330mm	ラチェットなし	¥190,000

■ リムーバー 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm




アングル機能なし

製品番号	全長	有効長		標準価格
RM1	450mm	330mm	ラチェットなし	¥140,000

■ アングルクリップ鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm



製品番号	全長	有効長	アングル		標準価格
EOB60	500mm	330mm	45°	ラチェットなし	¥220,000

■ アングルリムーバー 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm




製品番号	全長	有効長	アングル		標準価格
EORM1	500mm	330mm	45°	ラチェットなし	¥220,000



## ■ クリップ 販売名:プレミアムドバーキランプ

12mmトロカールからの挿入可能 ドバーキタイプ(アトラマティックジョー)



製品番号	形状	ブレード長		標準価格
H01A	直	25mm	血管等	¥60,000
H01AF	弱弯	25mm	血管等	¥60,000
C55S	直	55mm	腸管・肺等	¥65,000
C65S	直	65mm	腸管・肺等	¥65,000
C70S	直	70mm	腸管・肺等	¥65,000



## ■ クリップ 販売名:プレミアムクランプ湾曲型



製品番号	形状		標準価格
CS65CUR1	湾曲	腸管・肺等	¥100,000

Radial Reload (Covidien社) 対応

- 特徴的なクリップ形状により直腸へのクリッピングが容易となります。
- 低位前方切除術における直腸の縫合切離において腸管クリップとしてご使用いただけます。
- Radial Reload (Covidien社) 等の縫合器使用時の直腸へのアプローチの際の操作性および周辺の視認性が向上します。

■ HMD-クリップアプライヤ


10mm



片手でクリップの把持、位置調整、留置が可能なクリップ鉗子です


HMD-クリップアプライヤの特徴

優れた位置合わせ機能




手元のレバーを操作することで、クリップの角度を調整できます。

細かな操作性



術野に合わせてクランプレバーを操作することで、クリップの開き幅を調整できます。

脱落防止機能



ロック機能により、意図しない操作での体内へのクリップの脱落を防止します。

製品番号	外径	有効長	標準価格
060	10mm	330mm	¥260,000

※適合クリップについて  
下記のクリップ以外は適合しませんのでご注意ください。

プレミアムドバーキクランプ

- C55S
- C65S
- C70S



HMDクリップアプライヤ  
使用方法

■ アングル起子（フック・ヘラ） 販売名:ハイワシリーズ ES2001T型

5mm



製品番号	有効長	アングル	標準価格
ES2001T	270mm / 300mm / 330mm	70°	¥150,000
ES2001H1	270mm / 300mm / 330mm	70°	¥150,000
ES2001H1C	270mm / 300mm / 330mm	70°	¥190,000

■ 起子（ヘラ・フック） 販売名:ハイワシリーズ EE02型

3mm



ハンドピースに接続して使用可能

	製品番号	形状	有効長	標準価格
	EE02S	ヘラ型	250mm / 300mm / 360mm	¥110,000
2mm	EE02F2	フック型	250mm / 300mm / 360mm	¥110,000
3mm	EE02F3	フック型	250mm / 300mm / 360mm	¥110,000

■ 起子(フック) 販売名:ハイワシリーズ E2011型

5mm



製品番号	有効長	標準価格
E2011.19	330mm	¥98,000



製品番号	有効長	標準価格
E2011.19K	330mm	¥98,000

■ 起子(ヘラ) 販売名:ハイワシリーズ EE01型

5mm



製品番号	有効長	標準価格
EE-001-005	330mm	¥98,000

■ モノポーラケーブル 販売名:電気手術器用ケーブル



●オートクレーブ可

製品番号	長さ	標準価格
EE-010-003C	3m	¥25,000