


■ レトラクターパッド 一般名称: X線造影剤入りスポンジ



- 手術野の妨害臓器を広く一枚で押さえ込みます。
- 臓器に優しい素材（PVA）で損傷を与えにくい。
- 腹部のサイズに合わせてカットも可能です。

製品番号	サイズ	入数	標準価格
S	220mm×120mm	5枚/箱	¥13,500
		20枚/ケース	¥54,000
L	270mm×150mm	5枚/箱	¥14,500
		15枚/ケース	¥43,500

■ 完全密封式カメラカバー 販売名: ドレープ



- カメラが滅菌により傷まないため故障が少ない。

製品番号	サイズ	入数	標準価格
DCC8007	14cm×285cm	40枚/箱	¥95,200


## ■ ニューロパティール 一般的名称: X線造影剤入りスポンジ



- 頭蓋内出血時の抑制及び組織・血管・神経等の保護。
- 優れた吸水性を持ち、組織に優しく使いやすい神経外科用シートです。

製品番号	サイズ	入数	標準価格
WM0707R	7mm×7mm	10シート/袋	20袋/箱 ¥12,000
WM1010R	10mm×10mm	10シート/袋	20袋/箱 ¥12,000
WM1030R	10mm×30mm	10シート/袋	20袋/箱 ¥12,000
WM2020R	20mm×20mm	10シート/袋	20袋/箱 ¥12,000
WM2040R	20mm×40mm	10シート/袋	20袋/箱 ¥12,000
WM3060R	30mm×60mm	10シート/袋	20袋/箱 ¥12,000

## ■ 気腹用チューブ 一般的名称: 気腹用チューブ



- 安価なフィルター付気腹用チューブです。
- 0.1ミクロン99.997%除去フィルター付
- 患者側はルアーロックコネクター  
気腹装置側はチューブ
- チューブ長は3m

製品番号	標準価格
DIF7002H	20本/箱 ¥58,000
DIF7015	気腹装置用アダプタ 径15.9mm用 (ストルツ社気腹装置等) 1個 ¥15,000

## ■ プレミアムハイワキャッチⅡ 一般的名称:組織収納サック



・全製品のシャフト径は10mmです

製品番号	サイズ	口径(直径)×深さ	容積	入数	標準価格
KGL2-101-SL		57mm×138mm	190ml	5本/箱	¥72,500
KGL2-101-L		94mm×171mm	600ml	5本/箱	¥72,500
KGL2-101-L2		102mm×160mm	915ml	5本/箱	¥72,500
KGL2-101-XL		116mm×183mm	1060ml	5本/箱	¥72,500
KGL2-101-XL2		127mm×200mm	1610ml	5本/箱	¥72,500



プレミアムハイワキャッチⅡ  
使用方法


## ■ ハイワTKバッグ 一般的名称:組織収納サック



5ミリ径のトロッカーから使用できるバッグ


製品番号	サイズ	口径(直径)×深さ	容積	入数	標準価格
HSD-60S		60mm×140mm	190ml	5本/箱	¥80,000

■ ディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ




製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DUS4008	5.0×220	Yタイプ	20本/箱	¥35,000
DUS4018	5.0×320	Yタイプ	20本/箱	¥35,000

■ ディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ



製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DUS4020	5.0×300	YYタイプ	20本/箱	¥43,000

■ ディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ



製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DUS4021	5.0×310	Yタイプ	20本/箱	¥35,000

■ ディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ



製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DIT5008	5.0×280	Iタイプ	20本/箱	¥20,000
DIT5028	5.0×280	Iタイプ	20本/箱	¥20,000


■ エースディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ



- 手術用灌流液供給回路
- 生理食塩水バッグにもさしやすいスパイク先



【外観図】




製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	接続部	入数	標準価格
HA4008	5.0×220	2連	チューブ	20本/箱	¥35,000
HA4018	5.0×320	2連	チューブ	20本/箱	¥35,000
HA4021	5.0×310	2連	ルアーロック	20本/箱	¥35,000
HA4020	5.0×300	4連	チューブ	20本/箱	¥38,000
HA5008	5.0×280	1タイプ	チューブ	20本/箱	¥16,000
HA5028	5.0×280	1タイプ	ルアーロック	20本/箱	¥12,000

■ 洗浄吸引プローブセット 一般的名称:内視鏡下灌流・吸引器




ピストン部の口径が大きく  
洗浄・吸引に優れています。



LISS4022H

製品番号	仕様	入数	標準価格
LISS4022H	オールディスポタイプ 有効長340mm	20本/箱	¥180,000
LISS4052	ダビンチ用オールディスポタイプ 有効長500mm	20本/箱	¥240,000

■ ホームポート 吸引洗浄プローブセット 一般的名称:内視鏡下灌流・吸引器



通常型



ピストル型

- オールディスポーザブル
- 2種類の使いやすいハンドル



ホームポート  
吸引洗浄プローブセット  
紹介動画

製品番号	外径・有効長	形状	入数	標準価格
S0533	5mm径 330mm	通常型	20本入り	¥180,000
S0533P	5mm径 330mm	ピストル型	20本入り	¥180,000
S0542	5mm径 420mm	通常型	20本入り	¥200,000
S0542P	5mm径 420mm	ピストル型	20本入り	¥200,000



## ■ ハイワサクシオンチューブ 一般的名称:吸引チューブ



- 先端部のコネクターにより嘴管等の脱着が容易です。
- 滅菌済み

製品番号	内径×全長	入数	標準価格
SU6530A	6.5mm×300cm	25本/箱	¥17,500

## ■ ハイワサクシオンコネクティングチューブ 一般的名称:吸引チューブ



- 先端部のコネクターにより嘴管等の脱着が容易です。
- 滅菌済み

製品番号	内径×全長	入数	標準価格
KBL002	6.5mm×300cm	25本/箱	¥17,500
KBS002	6.5mm×180cm	25本/箱	¥17,500

## ■ ハイワカuttingサクシオンチューブ 一般的名称:吸引チューブ



- 手術室、診察室、病棟など様々な場所で活躍
- 好きな長さでカット可能
- 圧倒的コストパフォーマンス
- 未滅菌品



- 1.8m毎にカット可能

製品番号	内径×全長	入数	標準価格
KBL030	5.6mm×30m	1巻/箱	¥5,000



■ ジェネリックポート 一般的名称：単回使用トロカールスリーブ



12mm径



5mm径

使いやすいブレードレスタイプのトロカール  
 オプティックタイプ  
 通過抵抗の少ないスムーズな鉗子挿入・抜去

[タイプ]



外套のみ



シングル



ツイン

製品番号	径・有効長	タイプ	入数	標準価格
T12-100-CH	12mm 100mm	シングル	4本/箱	¥62,000
T05-75-CH	5mm 75mm	シングル	4本/箱	¥50,000
T05-100-CH	5mm 100mm	シングル	4本/箱	¥50,000
T05-100-CH-TW	5mm 100mm	ツイン	4セット/箱	¥77,200
T05-100-CH-SL	5mm 100mm	外套のみ	10本/箱	¥67,300

■ ジェネリックポート 一般的名称：単回使用トロカールスリーブ



- ・スモールヘッドタイプ
- ・通過抵抗の少ないスムーズな鉗子挿入・抜去
- ・穿刺時に握りやすい内套形状
- ・クリアタイプの外套を採用

製品番号	径・有効長	タイプ	入数	標準価格
T05-75-CT-S	5mm 75mm	シングル	5本/箱	¥17,500
T05-75-CT-TW	5mm 75mm	ツイン	5セット/箱	¥27,500
T05-75-CT-SL	5mm 75mm	外套のみ	5本/箱	¥10,000
T05-100-CT-S	5mm 100mm	シングル	5本/箱	¥17,500
T05-100-CT-SL	5mm 100mm	外套のみ	5本/箱	¥10,000



ジェネリックポート  
スモールヘッドタイプ  
紹介動画