

Generic Port

ジェネリックポート

Bladeless

5
mm
12



HEIWA

Generic Port ジェネリックポート


鉗子の通過抵抗を極限まで抑えスムーズな手術操作が可能に



ブレードレスタイプの単回使用トロカールスリーブ



オプティックタイプ



5mm径-12mm径に対応

製品番号	径・有効長	タイプ	入数	標準価格(税別)	JANコード
T12-100-CH	12mm・100mm	シングル	4本/箱	¥62,000	4560279001208
T05-75-CH	5mm・75mm	シングル	4本/箱	¥50,000	4560279001215
T05-100-CH	5mm・100mm	シングル	4本/箱	¥50,000	4560279001192
T05-100-CH-TW	5mm・100mm	ツイン	4セット/箱	¥77,200	4560279001253
T05-100-CH-SL	5mm・100mm	外套のみ	10本/箱	¥67,300	4560279001246

※タイプ シングル：外套1本・内套1本 ツイン：外套2本・内套1本

管理医療機器・単回使用
認証番号 227AIBZX00005000
JMDN 37148002
販売名 ジェネリックポート



製品紹介動画

HEIWA

HEIWA MEDICAL INSTRUMENTS Co.,Ltd.

株式会社平和医療器械

<https://heiwairyo.co.jp/>

本社 〒747-0036 山口県防府市戎町2-4-37
☎0835-22-3658 FAX0835-22-3678
東京営業所 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-1051ビル1-A
☎03-6912-2850 FAX03-6912-2851
大阪営業所 〒569-0073 大阪府高槻市上本町6-3 松浦ビル1F
☎072-669-7230 FAX072-669-7166
名古屋出張所 〒468-0052 愛知県名古屋市天白区井口1丁目1211-1-2E
☎052-715-8130 FAX052-715-8114

‘Small’ is usefull



ジェネリックポート スモールヘッドタイプ

HEIWA

スモールヘッドタイプのトロッカー



通過抵抗の少ない
スムーズな鉗子挿入・抜去



穿刺時に握りやすい
ヘッド形状



クリアタイプの外套を採用



活栓付きタイプ



ストッパー

製品情報

製品番号	径・有効長	タイプ	入数	標準価格(税別)	JANコード
T05-75-CT-S	5mm・75mm	シングル	5本/箱	¥17,500	4560279001635
T05-75-CT-TW	5mm・75mm	ツイン	5セット/箱	¥27,500	4560279001659
T05-75-CT-SL	5mm・75mm	外套のみ	5本/箱	¥10,000	4560279001642
T05-100-CT-S	5mm・100mm	シングル	5本/箱	¥17,500	4560279001666
T05-100-CT-SL	5mm・100mm	外套のみ	5本/箱	¥10,000	4560279003479
T05-100-CT-SLW	5mm・100mm	外套のみ	5パック/箱 (2本入/パック)	¥20,000	4560279003509
T05-75-CT-SK	5mm・75mm	シングル 活栓付き	5本/箱	¥20,000	4560279003608
T05-100-CT-SK	5mm・100mm	シングル 活栓付き	5本/箱	¥20,000	4560279003622
T05-75-CT-SG	5mm・75mm	シングル ストッパー付き	5本/箱	¥17,500	4560279003691

※シングル：内套1本、外套1本 ツイン：内套1本、外套2本

管理医療機器

一般的名称 単回使用トロカールスリーブ
販売名 ジェネリックポート
認証番号 227A1BZX00005000
JMDNコード 37148002



LINE公式アカウント
@heiwairyo



紹介動画

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658/FAX:0835-22-3678
<https://heiwairyo.co.jp/>

HEIWA

TKSH202502