


■ ハイトロカールチタン 販売名:ハイトロカール


チタニウム製 軽量



製品番号		外套の内径	スリーブ長	標準価格
HT1-5.5Ti		7mm	52mm	¥118,000
HT1-11.5Ti		13mm	58mm	¥118,000
HT1-15Ti		16mm	58mm	¥118,000
HT1-5.5TiT1	カットタイプ	7mm	52mm	¥118,000
HT1-11.5TiT1	カットタイプ	13mm	58mm	¥118,000
HT1-15TiT1	カットタイプ	16mm	58mm	¥118,000

■ トロカールEY 販売名:トロカールEY

オートクレーブ対応



フレキシブル仕様のため視野が非常に広がる

製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
20913-17YT	トロカールEY	13mm	70mm	¥110,000
20907-17YT	トロカールEY	7mm	70mm	¥110,000

■ パーツ




製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
15-16100-74	スリーブ	7mm	50mm	¥12,000
15-16100-75	スリーブ	7mm	70mm	¥12,000
15-16171-01	スリーブ	13mm	70mm	¥12,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

3mm

通過抵抗が小さい



コック付



コックなし

内套先端形状

鋭



鈍



製品番号			内套先端形状	外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0307K	コック付	磁石弁	鋭	3.2mm	70mm	¥98,000
T0307KD	コック付	磁石弁	鈍	3.2mm	70mm	¥98,000
T0310K	コック付	磁石弁	鋭	3.2mm	95mm	¥98,000
T0310KD	コック付	磁石弁	鈍	3.2mm	95mm	¥98,000
T0307	コックなし	磁石弁	鋭	3.2mm	70mm	¥98,000
T0307D	コックなし	磁石弁	鈍	3.2mm	70mm	¥98,000
T0310	コックなし	磁石弁	鋭	3.2mm	95mm	¥98,000
T0310D	コックなし	磁石弁	鈍	3.2mm	95mm	¥98,000

3mm



製品番号			内套先端部鈍	外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0350TH	弁なし	胸腔鏡用		3.2mm	70mm	¥98,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

5mm

通過抵抗が小さい



コック付



コックなし


内套先端形状



製品番号			内套先端形状	外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0507K	コック付	磁石弁	鋭	5.7mm	70mm	¥98,000
T0507KD	コック付	磁石弁	鈍	5.7mm	70mm	¥98,000
T0510K	コック付	磁石弁	鋭	5.7mm	95mm	¥98,000
T0510KD	コック付	磁石弁	鈍	5.7mm	95mm	¥98,000
T0507	コックなし	磁石弁	鋭	5.7mm	70mm	¥98,000
T0507D	コックなし	磁石弁	鈍	5.7mm	70mm	¥98,000
T0510	コックなし	磁石弁	鋭	5.7mm	95mm	¥98,000
T0510D	コックなし	磁石弁	鈍	5.7mm	95mm	¥98,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

13mm



製品番号			外套の内径	スリーブ長	標準価格
T1375S	コック付	シリコン弁	13mm	75mm	¥98,000
T1395S	コック付	シリコン弁	13mm	95mm	¥98,000

■ パーツ

	製品名	製品番号	標準価格
	ゴムキャップ	GC3 GC5 GC13	3mm用 5mm用 13mm用 ¥1,000
	O-リング	OR18 OR20	3mm、5mm用 13mm用 ¥500


■ ミニフォーセプス 販売名:ミニフォーセプス

3mm




しなりの少ない硬めの3mmシャフト、傷が残らない

	製品番号	全長	有効長	標準価格
--	------	----	-----	------



LYD191	385mm	245mm	¥75,000
--------	-------	-------	---------



LYD193	385mm	245mm	¥75,000
--------	-------	-------	---------

■ ミニフォーセプス ストッパー 販売名:ミニフォーセプス



	製品番号	標準価格
--	------	------

lyd194	¥10,000
--------	---------

■ ファッシャークロージャー 販売名:内視鏡処置用縫合器

2.3mm




・筋膜縫合の際に使用。

製品番号	全長	有効長	標準価格
------	----	-----	------

618-195-20	245mm	140mm	¥98,000
------------	-------	-------	---------

■ 綿球つかみ 販売名:鉗子EY

4mm



5mm径トロッカー内部を通過しやすい

	先端形状	製品番号	全長	有効長	標準価格
<p>15</p> <p>29</p>		E2044.1	455mm	385mm	¥98,000
<p>20</p> <p>27</p>		E2044.3	355mm	285mm	¥98,000

■ 筋腫スクリュー ステーマ社製 販売名:起子



AM-004-001



AM-004-004

先端形状	製品番号	外径	全長	有効長	標準価格
	AM-004-001	5mm	430mm	330mm	¥58,000
	AM-004-004	10mm	425mm	330mm	¥58,000
		小切開用			¥48,000

■ 吸引洗浄管 スターマ社製 販売名:吸引洗浄管



1×4穴

製品番号	製品名	全長	有効長	標準価格
EH-035-003	吸引洗浄管 セット	400mm	330mm	¥98,000
EH-035-013	吸引洗浄管 本体	70mm		¥74,000
EH-035-021	吸引洗浄管 チューブ	340mm	330mm	¥24,000



■ 吸引洗浄管 アッカーマン社製 販売名:吸引洗浄管



4×4穴



製品番号	製品名	全長	有効長	標準価格
	吸引洗浄管 セット	400mm	330mm	¥98,000
11-1236	吸引洗浄管 本体	70mm		¥74,000
11-1237	吸引洗浄管 チューブ	340mm	330mm	¥24,000

■ パーツ

	製品番号	製品名	標準価格
	99-A	スプリング	¥2,000
	EJ-022-005	O-リング	¥700

■ 平和式吸引管 販売名:吸引管



先端形状	製品番号	先端外径	全長	有効長	標準価格
	KH-1	10mm	325mm	220mm	¥48,000
	T1T	10mm	360mm	225mm	¥48,000



※有効長255mm、全長400mmのバージョンもあります。

■ プレミアム吸引管 販売名:吸引洗浄管EY



※弱弯で12mmトロッカー対応
ダヴィンチ/鏡視下手術に有用
先端は付け替え可能

吸引調整口有

製品番号	先端形状	先端外径	有効長	標準価格
E05HK3		球状 10mm	265/330/400mm	¥190,000
		ストレート 6.3mm		

※有効長は3種類あります

■ 吸引管 販売名:吸引管



製品番号	径	全長	有効長	吸引調整口	標準価格
S1001.1N2	5mm	410mm	265mm	あり	¥88,000

■ 吸引管 販売名:吸引管



先端形状	製品番号	先端外径	全長	有効長	吸引調整孔	標準価格
	S1001.1H2	10mm	410mm	265mm	なし	¥88,000
	S1001.1N	5mm	410mm	265mm	なし	¥88,000
	S1001.3N	3mm	420mm	265mm	あり	¥88,000
	S1001.3	3mm	410mm	265mm	なし	¥88,000

■ ペンシル型吸引管 販売名:吸引管



ペンシル型でアングルの付いた使いやすい吸引管

先端形状	製品番号	先端外径	全長	有効長	標準価格
	S1001.1U	5mm	340mm	195mm	¥88,000
	S1001.1U2	5mm	340mm	195mm	¥88,000

■ 吸引洗浄管 ステーマ社製 アッカーマン社製

ステーマ社
販売名

ハイワシリーズ EE型



アッカーマン社
販売名

ハイワシリーズ アッカーマン型




製品番号	製品名	標準価格
EE-004-025	ステーマ 吸引洗浄管 本体	¥120,000
11-1174	アッカーマン 吸引洗浄管 本体	¥120,000

■ 吸引洗浄管 チューブ部 ステーマ社製 アッカーマン社製

ステーマ社
販売名

ハイワシリーズ EE型



EE-004-006
EE-004-003
EE-004-002
EE-004-005
EE-004-001

アッカーマン社
販売名

ハイワシリーズ アッカーマン型



11-1184
11-1182
11-1179
11-1178

製品番号	外径	製品名	有効長	標準価格
EE-004-006	5mm	ボタンタイプ	330mm	¥38,000
EE-004-003	5mm	Jフックタイプ	330mm	¥38,000
EE-004-002	5mm	90° フックタイプ	330mm	¥38,000
EE-004-005	5mm	スパチュラタイプ	330mm	¥38,000
EE-004-001	5mm	ニードルタイプ	330mm	¥38,000
11-1184	5mm	ボタンタイプ	330mm	¥38,000
11-1182	5mm	Jフックタイプ	330mm	¥38,000
11-1179	5mm	90° フックタイプ	330mm	¥38,000
11-1178	5mm	スパチュラタイプ	330mm	¥38,000