


■ ハイワトロカールチタン 販売名:ハイワトロカール

チタニウム製 軽量



エッジの面取り済

傘部分のカットタイプも
可能

ロック付

製品番号		外套の内径	スリーブ長	標準価格
HT1-5.5Ti		7mm	52mm	¥118,000
HT1-11.5Ti		13mm	58mm	¥118,000
HT1-15Ti		16mm	58mm	¥118,000
HT1-5.5TiT1	カットタイプ	7mm	52mm	¥118,000
HT1-11.5TiT1	カットタイプ	13mm	58mm	¥118,000
HT1-15TiT1	カットタイプ	16mm	58mm	¥118,000

■ トロカールEY 販売名:トロカールEY

オートクレーブ対応



フレキシブル仕様のため視野が非常に広がる

製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
20913-17YT	トロカールEY	13mm	70mm	¥110,000
20907-17YT	トロカールEY	7mm	70mm	¥110,000

■ パーツ




製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
15-16100-74	スリーブ	7mm	50mm	¥12,000
15-16100-75	スリーブ	7mm	70mm	¥12,000
15-16171-01	スリーブ	13mm	70mm	¥12,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

3mm

通過抵抗が小さい



コック付



コックなし

内套先端形状

鋭



鈍



製品番号			内套先端形状	外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0307K	コック付	磁石弁	鋭	3.2mm	70mm	¥98,000
T0307KD	コック付	磁石弁	鈍	3.2mm	70mm	¥98,000
T0310K	コック付	磁石弁	鋭	3.2mm	95mm	¥98,000
T0310KD	コック付	磁石弁	鈍	3.2mm	95mm	¥98,000
T0307	コックなし	磁石弁	鋭	3.2mm	70mm	¥98,000
T0307D	コックなし	磁石弁	鈍	3.2mm	70mm	¥98,000
T0310	コックなし	磁石弁	鋭	3.2mm	95mm	¥98,000
T0310D	コックなし	磁石弁	鈍	3.2mm	95mm	¥98,000

3mm



製品番号			内套先端部鈍	外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0350TH	弁なし	胸腔鏡用		3.2mm	70mm	¥98,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

5mm

通過抵抗が小さい



コック付



コックなし


内套先端形状



製品番号			内套先端形状	外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0507K	コック付	磁石弁	鋭	5.7mm	70mm	¥98,000
T0507KD	コック付	磁石弁	鈍	5.7mm	70mm	¥98,000
T0510K	コック付	磁石弁	鋭	5.7mm	95mm	¥98,000
T0510KD	コック付	磁石弁	鈍	5.7mm	95mm	¥98,000
T0507	コックなし	磁石弁	鋭	5.7mm	70mm	¥98,000
T0507D	コックなし	磁石弁	鈍	5.7mm	70mm	¥98,000
T0510	コックなし	磁石弁	鋭	5.7mm	95mm	¥98,000
T0510D	コックなし	磁石弁	鈍	5.7mm	95mm	¥98,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

13mm



製品番号			外套の内径	スリーブ長	標準価格
T1375S	コック付	シリコン弁	13mm	75mm	¥98,000
T1395S	コック付	シリコン弁	13mm	95mm	¥98,000

■ パーツ

	製品名	製品番号	標準価格
	ゴムキャップ	GC3 GC5 GC13	3mm用 5mm用 13mm用 ¥1,000
	O-リング	OR18 OR20	3mm、5mm用 13mm用 ¥500