

2026年3月吉日

お得意先 各位

**HEIWA**

株式会社平和医療器械

TEL : 0835-22-3658

**洗浄水バッグ加圧装置 ヘイワ PC2**  
**電源ケーブルの仕様変更について (お知らせ)**

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいております洗浄水バッグ加圧装置ヘイワ PC2 につきまして、外国製造業者の諸事情により、電源ケーブルの仕様を変更させていただくこととなりましたので、ご案内をさせていただきます。

この度の仕様変更にともない、ご迷惑をお掛けする事と存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、重ねてお願いいたします。

敬具

記

1. 対象製品

製品名 電源ケーブルACアダプター用

製品番号 AP2-26

※ヘイワPC2バッテリータイプの付属品

該当品番 : HEIWAPC2B、HEIWAPC2B-0、HEIWAPC2BW、HEIWAPC2BW-0

外国製造業者 Ace Medical Corporation Ltd. (韓国)

2. 変更内容 (別紙参照)

電源ケーブルの仕様が変更になりました。

3. 出荷時期



現行製品の在庫がなくなり次第、出荷させていただきます。

こちらの案内文は、平和医療器械ホームページ「お知らせ」より、データでご覧いただけます。

平和医療器械ホームページ : <https://heiwairyo.co.jp>


以上

(別 紙) 洗浄水バッグ加圧装置 電源ケーブルの仕様変更について

変更前		変更後	
ヘイワ PC2 接続側	コンセント側	ヘイワ PPC2 接続側	コンセント側
			
2 ピース		3 ピース	

○ (A) の接続方法について

① 矢印部



接続：①と②の平らな面を天上方向にして接続してください。



取り外し：①の矢印部をスライドして取り外してください。