


EY-Series






- 人間工学に基づき、設計されたハンドル形状
- ラチェットのON・OFF切替スイッチ採用
- 組立・分解が容易に行えます



■ ケリー鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
	EY2005.91K	30mm	~12mmトロッカーは通過しません
	EY2005.91KM	30mm	溝付き糸送り可能 ~12mmトロッカーは通過しません
	EY2005.93K	41mm	~12mmトロッカーは通過しません

■ 結紮鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
	EY2007.1A	15mm	縫合糸の結紮が非常にスムーズにできる