

■ エンドスコープホルダー



中央関節のネジハンドルを
閉めつけるだけで全関節を固定できます。
迅速かつ簡単に固定でき、頻回な位置調節
も簡便です。
シンプルな構造のため使いやすい。

※別途、レール固定金具 ACT-13HW が必要です。

製品番号

標準価格



3840.30

5mm径、10mm径硬性鏡ホルダー
関節アーム最大可動半径400mm
支柱 高さ300mm

¥450,000



3840.31

5mm径、10mm径硬性鏡ホルダー
関節アーム最大可動半径400mm
L字支柱 高さ450×幅100mm

¥450,000




ACT-13HW

レール固定金具

¥60,000

■ 器具ホルダー




中央関節のネジハンドルを
閉めつけるだけで全関節を固定できます。
迅速かつ簡単に固定でき、頻回な位置調節
も簡便です。
シンプルな構造のため使いやすい。

※別途、レール固定金具 ACT-13HW が必要です。

製品番号	標準価格		
	3840.41	4mm～18mm径器具ホルダー 関節アーム最大可動半径400mm L字支柱 高さ450×幅100mm	¥480,000
	3840.48	ダブルアーム 4mm～18mm径器具ホルダー L字支柱 高さ450×幅200mm	¥980,000
	ACT-13HW	レール固定金具	¥60,000

■ エンドスコープホルダー クイックリリースシステム



多様な手術症例に対応できるインターチェンジابل機能
 プッシュボタン機能を搭載し簡単に素早くアダプタを交換できます。
 機能的で安全なデザイン スイス製の高級機種 すぐれた固定精度
 オートクレープ滅菌対応



ACT-13HW
 ※別途、レール固定金具
 ACT-13HW が必要です

製品番号	名称	標準価格
3840.96	エンドスコープホルダー クイックリリースシステム本体	¥350,000
5.716	器具用アダプター 径4.5mm～12.5mm保持可能	¥98,000
5.721	エンドスコープ用アダプター 径5mm、10mm保持可能	¥98,000
5.731	器具用アダプター 径4mm～18mm保持可能	¥98,000
ACT-13HW	レール固定金具	¥60,000