

2026 年 1 月 吉日

お得意先 各位

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658

エースディスポーザブルチュービングセット
内箱・個包装サイズ及び滅菌表示変更について（お知らせ）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいておりますエースディスポーザブルチュービングセットについて、外国製造業者の諸事情により、下記の通り変更させて頂くこととなりましたので、ご案内させていただきます。

この度の変更にともない、製品の保管等につきまして、ご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品
【販売名】 エースディスポーザブルチュービングセット
【製品番号】 HA4018、HA4020、HA5008、HA5028
【届出番号】 35B2X10001003605
【外国製造業者】 Ace Medical Corporation Ltd.（韓国）
2. 対象ロット番号
HA4018 Lot. A251201-KIRZ00U0JP-2
HA4020 Lot. A251208-KIRZ00V0JP-1
HA5008 Lot. A251204-KIRZ00T0JP-1
HA5028 Lot. A251205-KIRZ00TIJP-1
3. 変更内容（別紙参照）
（１） 内箱、個包装のサイズが変更になりました。
（２） 滅菌表示方法が変更になりました。
4. 出荷時期
現行製品の在庫がなくなり次第、出荷させていただきます。

こちらの案内文は、平和医療器械ホームページ「お知らせ」より、データでご覧いただけます。

平和医療器械ホームページ： <https://heiwairyo.co.jp>

以上

(別紙)

エースディスポーザブルチュービングセット内箱・個包装サイズ及び滅菌表示変更について





【製品番号】 HA4018、HA4020、HA5008、HA5028

・包装サイズについて

※サイズ：長さ×幅×高さ（cm）

| | 【変更前】 | 【変更後】 |
|-----|---|--|
| 内箱 |  |  |
| サイズ | 63.5×26.0×20.5 | 53.0×29.0×24.0 |
| 個包装 |  |  |
| サイズ | 45.0×24.5×2.0 | 35.0×24.5×2.0 |

・滅菌表示について

| | 【変更前】 | 【変更後】 |
|-----|--|---|
| 個包装 |   滅菌インジケーター：白色から黄色 |   滅菌インジケーター：白色のまま |



※滅菌確認方法

今まで通り内箱ラベルに滅菌インジケーターがございますのでそちらでご確認いただけます。

内箱ラベルの滅菌インジケーターが赤色から緑色に変化しているかをご確認ください。



内箱ラベル

| 滅菌前 | 滅菌後 |
|---|--|
|  赤色 |  緑色 |

※今後の滅菌表示について

個包装の滅菌インジケーターがなくなり、内箱ラベルの滅菌インジケーターのみになる予定です。



個包装の滅菌インジケーターなし