


■ ネイサンソンフック



肝臓を押さえるのに最適な形状  
(※フレックスアームは含みません)



NFO1L A : 210mm  
B : 5mm  
C : 64mm



NFO1M A : 200mm  
B : 5mm  
C : 40mm



NFO1S A : 185mm  
B : 5mm  
C : 28mm

製品番号	名称	標準価格
NFO1L	ネイサンソンフック	¥50,000
NFO1M	ネイサンソンフック	¥50,000
NFO1S	ネイサンソンフック	¥50,000