

■ ラパロスコープ用 ヒーター付カップ



ステンレスカップ 750CC

腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップ
※煮沸機能はありません。

製品番号	製品名	ケーブル長	消費電力	標準価格
HEATER	ラパロスコープ用 ヒーター付カップ	2.5m	25W	¥29,800
HEATERONLY	ラパロスコープ用 ヒーター付カップ ヒーターのみ	2.5m	25W	¥24,800

■ ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ



ステンレスカップ 750CC

腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップ
※煮沸機能はありません

製品番号	製品名	ケーブル長	消費電力	標準価格
HIRAGATA	ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ	2.5m	18W	¥59,800
HIRAGATAONLY	ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ 平型ヒーターのみ	2.5m	18W	¥54,800

■ ヒーターカップ用架台



ヒーターカップ
紹介動画

サイズ	標準価格
150×170×190	¥27,500