

## ヘイワチタニウム持針器




軽量なチタニウム合金製


握りやすいハンドル



超硬チップの角をなくした設計  
糸の損傷を防ぎながら確実に把持。  
高いグリップ力と滑らかな操作感を両立しました。  
超硬チップ=タングステンカーバイド製



重心をハンドルとシャフトの接続部に設計  
自然な操作バランスを実現し、長時間の使用でも  
疲れにくい構造です。



ラチェット機構のON/OFF切り替えが可能  
OFF時には針の左右受け渡しがスムーズに行え、  
効率的な操作をサポートします。

販売名：ヘイワチタニウム持針器

製品番号：E2008.8H1S 直  
E2008.8H1R 右カーブ  
E2008.8H1L 左カーブ

届出番号：35B2X10001000109

JMDNコード：12726010

標準価格：198,000円（税別）

有効長：330mm

一般医療機器



直  
E2008.8H1S



右カーブ  
E2008.8H1R



左カーブ  
E2008.8H1L



スマホで  
簡単チェック！



LINE公式アカウント  
@heiwairyo

# HEIWA

HEIWA MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

株式会社平和医療器械

<https://heiwairyo.co.jp/>

本社 〒747-0036 山口県防府市戎町2-4-37  
☎0835-22-3658 FAX0835-22-3678  
東京営業所 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-33-107パルビル1-A  
☎03-6912-2850 FAX03-6912-2851  
大阪営業所 〒569-0073 大阪府高槻市上本町6-3 松浦ビル1F  
☎072-669-7230 FAX072-669-7166  
名古屋出張所 〒468-0052 愛知県名古屋市中白区井口1丁目1211-1-2E  
☎052-715-8130 FAX052-715-8114