

2026 年 7 月 吉日

お得意先 各位

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658

エースディスポーザブルチュービングセット
内箱・個包装サイズ及び滅菌表示変更について（お知らせ）

【追記】対象製品番号を追加いたしました。なお、その他の案内内容に変更はございません。

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいておりますエースディスポーザブルチュービングセットについて、外国製造業者の諸事情により、下記の通り変更させて頂くこととなりましたので、ご案内させていただきます。

この度の変更にともない、製品の保管等につきまして、ご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品
 - 【販売名】 エースディスポーザブルチュービングセット
 - 【製品番号】 HA4018、HA4020、HA5008、HA5028、**HA4021**（追加）
 - 【届出番号】 35B2X10001003605
 - 【外国製造業者】 Ace Medical Corporation Ltd.（韓国）
 2. 対象ロット番号
 - HA4018 Lot. A251201-KIRZ00U0JP-2
 - HA4020 Lot. A251208-KIRZ00V0JP-1
 - HA5008 Lot. A251204-KIRZ00T0JP-1
 - HA5028 Lot. A251205-KIRZ00TIJP-1
 - HA4021 Lot. A260227-KIRZ00UIJP-1（追加）**
 3. 変更内容（別紙参照）
 - （１） 内箱、個包装のサイズが変更になりました。
 - （２） 滅菌表示方法が変更になりました。
 4. 出荷時期
 - 現行製品の在庫がなくなり次第、出荷させていただきます。
- こちらの案内文は、平和医療器械ホームページ「お知らせ」より、データでご覧いただけます。
- 平和医療器械ホームページ： <https://heiwairyo.co.jp>

以上


(別紙)

エースディスポーザブルチュービングセット内箱・個包装サイズ及び滅菌表示変更について



【製品番号】 HA4018、HA4020、HA5008、HA5028

・包装サイズについて

※サイズ：長さ×幅×高さ（cm）

	【変更前】	【変更後】
内箱		
サイズ	63.5×26.0×20.5	53.0×29.0×24.0
個包装		
サイズ	45.0×24.5×2.0	35.0×24.5×2.0

・滅菌表示について

	【変更前】	【変更後】
個包装	  滅菌インジケーター：白色から黄色	  滅菌インジケーター：白色のまま



※滅菌確認方法

今まで通り内箱ラベルに滅菌インジケーターがございますのでそちらでご確認いただけます。

内箱ラベルの滅菌インジケーターが赤色から緑色に変化しているかをご確認ください。



内箱ラベル

滅菌前	滅菌後
 赤色	 緑色

※今後の滅菌表示について

個包装の滅菌インジケーターがなくなり、内箱ラベルの滅菌インジケーターのみになる予定です。



個包装の滅菌インジケーターなし