



HEIWA

内視鏡手術用医療機器

胸腔鏡用手術器械・腹腔鏡用手術器械

2023/12

医療と共に歩む since 1963

当社は創業時より、山口県内の国公立・法人・個人の急性期医療機関様、地域医療を支える病院・診療所様・介護系施設様など幅広いお客様のニーズに的確にお応えしてまいりました。現在は全国の病院・先生方の様々なニーズを把握し、独自製品の開発・製造を行い、2000施設以上のお客様をサポートさせていただき、社会貢献に努めております。

今後もより良い商品を世の中に出していくことで、トータルメディカルサポートをしていくことが当社の使命だと思っております。

代表取締役社長 下濃 和夫

■会社概要

代表者	代表取締役 下濃和夫
創立	1963年8月
法人設立	1981年5月
本社所在地	〒747-0036 山口県防府市戎町2丁目4-37 TEL:0835-22-3658 FAX:0835-22-3678
営業所	東京・大阪・名古屋




- 1- 1 把持鉗子5mm
- 2 把持鉗子5mm
- 3 把持鉗子5mm
- 4 把持鉗子5mm
- 5 把持鉗子5mm
- 6 把持鉗子10mm
- 7 メリーランド剥離鉗子5mm
- 8 メリーランド剥離鉗子5mm、MK鉗子5mm
- 9 剥離鉗子10mm
- 10 剥離鉗子10mm、マルチン鉗子10mm
- 11 はさみ鉗子10mm、クロー鉗子10mm
- 12 ケリー鉗子5mm、結紮鉗子5mm
- 13 生検鉗子5mm、はさみ鉗子5mm
- 14 剥離鉗子3mm
- 15 把持鉗子3mm
- 16 バイポーラ鉗子3mm、バイポーラ鉗子5mm、バイポーラコード
- 17 EY鉗子 パーツ一覧（チューブ、ハンドル、インナー、パーツ）
- 2- 1 アンビル把持鉗子10mm
- 2 アンビル把持鉗子10mm、5mm、アングルアンビル把持鉗子10mm
- 3- 1 プレミアム吸引洗浄管、プレミアム吸引管
- 2 アングル鉗子5mm、アングル鉗子3mm
- 3 アングル把持鉗子・遮断鉗子10mm
- 4 クリップ鉗子10mm、リムーバー10mm
アングルクリップ鉗子10mm、アングルリムーバー10mm
- 5 クリップ
- 6 HMD-クリップアプライヤ
- 7 アングル起子（フック・ヘラ）5mm、起子（ヘラ・フック）3mm
- 8 起子（フック・ヘラ）5mm
- 9 モノポーラケーブル
- 4- 1 ドベーキ鑷子
- 2 リンパ節鑷子
- 3 胸腔鏡用ケリー鉗子5mm
- 4 胸腔鏡用ケリー鉗子5mm
- 5 胸腔鏡用剥離鉗子5mm
- 6 胸腔鏡用把持鉗子5mm
- 7 胸腔鏡用ハサミ5mm
- 8 ヘガール型結紮鉗子5mm、胸腔鏡用結紮棒5mm、3mm
- 9 MKブリングル鉗子、胸腔鏡用遮断鉗子、ドベーキ型把持鉗子
- 10 胸腔鏡用持針器、ドベーキピンセット、メッチェンバウム剪刀
- 11 肺・食道手術用鉗子、クランプ鉗子
- 12 サテンスキー型遮断鉗子
- 5- 1 ハイワトロカールチタン、トロカールEY、パーツ
- 2 ハイワトロカール3mm
- 3 ハイワトロカール5mm、13mm
- 4 パーツ
- 6- 1 ミニフォーセプス3mm、ミニフォーセプス ストッパー、ファッシャークロージャー
- 7- 1 綿球つかみ
- 2 筋腫スクリュー
- 8- 1 吸引洗浄管、パーツ
- 2 平和式吸引管、プレミアム吸引管、吸引管
- 3 吸引管、ペンシル型吸引管
- 4 吸引洗浄管、吸引洗浄管 チューブ部

9-	1	トライアングルレトラクター、ハイワフレックスレトラクター
	2	ハイワフレックスレトラクター
	3	ハイワフレックスレトラクター
	4	ハイワフレックスレトラクター、洗浄ポート用ゴムキャップ
	5	圧排子 アングルタイプ、圧排子 5本指
	6	圧排子 アングルタイプ、ファン型レトラクター
10-	1	持針器
	2	持針器
	3	練習用持針器
	4	持針器
	5	持針器
	6	持針器
	7	持針器、ニードルホルダー
11-	1	トレーニング用鉗子
	2	HEIWA内視鏡手術トレーナー、縫合練習用針糸
	3	HEIWA内視鏡手術トレーナー、ハイワ縫合練習人間皮膚創傷パッドDタイプ
12-	1	洗浄水バッグ加圧装置
	2	ハイワPC専用スタンド
13-	1	ラパロスコープ用 ヒーター付カップ・平型ヒーター付カップ ヒーターカップ用架台
14-	1	レトラクターパッド、完全密封式カメラカバー
	2	ニューロパティ、気腹用チューブ
	3	プレミアムハイワキャッチⅡ、ハイワTKバッグ
	4	ディスポーザブルチュービングセット
	5	ディスポーザブルチュービングセット
	6	エースディスポーザブルチュービングセット
	7	洗浄吸引フロースセット、ホームポート 吸引洗浄フロースセット
	8	ハイワサクションチューブ、ハイワサクションコネクティングチューブ ハイワカッピングサクションチューブ
	9	ジェネリックポート
	10	ジェネリックポート
15-	1	エンドスコープホルダー
	2	器具ホルダー
	3	エンドスコープホルダー クイックリリースシステム
	4	ハイワホルダー、ハイワホルダー標準セット
	5	フレックスアーム
	6	ネイサンソンフック
16-	1	マスターピースレトラクター
	2	マスターピースレトラクター
	3	マスターピースレトラクター
	4	マスターピースレトラクター オプションブレード
	5	マスターピースレトラクター オプションブレード
	6	マスターピースレトラクター オプションブレード
	7	マスターピースレトラクター オプション
17-	1	メッツェンバウムはさみ鉗子、スネークヘッド、ドベキ把持鉗子
	2	ドベキ把持鉗子、把持鉗子、胸腔鏡用把持鉗子
	3	無傷性ドベキ把持鉗子、アングル起子、プレミアムアングル吸引管、吸引洗浄管
	4	吸引管、プレミアム吸引管、トロカールEY、パーツ
	5	把持鉗子、ドベキ把持鉗子
	6	持針器
18-	1	消化管外科鉗子セット、肝・胆・膵外科鉗子セット、食道外科鉗子セット
	2	呼吸器外科鉗子セット、婦人科鉗子セット、泌尿器科鉗子セット

EY-Series



- 人間工学に基づき、設計されたハンドル形状
- ラチェットのON・OFF切替スイッチ採用
- 組立・分解が容易に行えます



■ 把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000


5mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
	EY2000	18mm	結腸、小腸、肺 子宮附属器 腎臓頸部 その他軟部組織用
	EY2000.25	25mm	持針器様把持面
	EY2000.30	30mm	ロングブレード 腸、肺などの把持用 把持面 網目タイプと 横筋タイプ
	EY2005.7	15mm	グラスパー 標準型
	EY2005.7N1	17mm	グラスパー
	EY2005.9	18mm	滑り止めブレード 肥厚した胆嚢などに アトラマティックに 組織をしっかり把持 します。

■ 把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.15SS 片開き	24mm 無傷性
	EY2005.15SSR 両開き	24mm 無傷性
	EY2005.15HT 片開き	24mm 無傷性
	EY2005.15HTR 両開き	24mm 無傷性
	EY2005.18	20mm 昭和大学村上教授 ご考案 ファインな操作から リンパ節の把持まで 広範囲に使用でき る。

■ 把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000




5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2007.5	16mm グラスパー
	EY2007.6	22mm グラスパー
	EY2007.7	14mm クロー
	EY2007.8	19mm グラスパー 胆嚢、肺、腸など
	EY2007.11	21mm バブコック型

■ 把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
	EY2018A5	22mm	肺、腸、腎臓 胃、胆嚢等
	EY2018A6	32mm	肺、腸、腎臓 胃、胆嚢等
	EY2018A61	20mm	リンパ節 MATSUI TYPE
	EY2022	42mm	ロングブレード 腸、肺などの把持用 把持面 網目タイプと 横筋タイプ
	EY2022B37	37mm	ロングブレード 腸、肺などの把持用 把持面 網目タイプと 横筋タイプ
	EY2005.17	18mm	把持力が強い

■ 把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.19 片開き	20mm グラスパー
	EY2005.19K1 両開き	20mm グラスパー
	EY2005.19K2 両開き	20mm グラスパー
	EY2007.13	27mm ドベーキ型
	EY2007.13L	37mm ドベーキ型
	EY2007.14AA	16mm ドベーキ型 VATSなどに最適です

■ 把持鉗子 販売名:鉗子EY

10mm

標準セット価格

¥122,000

先端形状

製品番号

ブレード長



EY2004.5

63mm


遮断鉗子兼把持鉗子
肺または腸管を遮断
する場合などに使用
自動縫合器をかける
直前などに使用



EY2018A

45mm

肺、腸管、胃等
の軟組織用



EY2018AEY

55mm

肺、腸管、胃等
の軟組織用

■ メリーランド剥離鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.2A2	20mm 15° カーブ ファインタイプ
	EY2005.2ET1	20mm 爪付曲
	EY2005.4	18mm
	EY2005.4A2	18mm 45° カーブ ファインタイプ
	EY2005.5A	18mm 75° カーブ ファインタイプ

■ メリーランド剥離鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
	EY2005.5AS1	25mm	50° カーブ 有窓 ロングタイプ 視野が良好で血管回 りなど剥離しやすい 形状
	EY2005.6A2	20mm	90° カーブ 血管等をすくう際等 に使用 ファインタイプ
	EY2005.44M	20mm	NAGAI TYPE

■ MK鉗子 販売名:鉗子EY

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
	EY2008.3G4M	36mm	グリソン部の処置用 12mmトロカール通過

■ 剥離鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

10mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2004.2	25mm 効率よく剥離できる
	EY2004.4	30mm 効率よく剥離できる
	EY2004.4B	30mm 効率よく剥離できる
	EY2004.6	23mm 効率よく剥離できる

■ 剥離鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

10mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.410	25mm 効率よく剥離できる
	EY2005.410A	30mm 効率よく剥離できる

■ マルチン鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

10mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.8S	37mm 組織をしっかり把持できる

■ はさみ鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

10mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
	EY2006.6	28mm	クーパーのように使用できる

■ クロー鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000


10mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
	EY2006.3A3	29mm	組織をしっかり把持できる

■ ケリー鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.91K	30mm ～12mmトロッカー は通過しません
	EY2005.91KM	30mm 溝付き 糸送り可能 ～12mmトロッカー は通過しません
	EY2005.93K	41mm ～12mmトロッカー は通過しません

■ 結紮鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2007.1A	15mm 縫合糸の結紮が非常 にスムーズにできる

■ 生検鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY7005	10mm
		

■ はさみ鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2006.3	14mm
		
	EY2006.4	10mm
		

■ はさみ鉗子 販売名:ハイワシリーズ ハイワハンドル型

標準セット価格
¥72,000

5mm


先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2006.3D	14mm

- ・先端部はセミディスプレイブルです（5回使用で交換推奨）
 - ・ハンドルはEYハンドルを再使用します。
 - ・先端部のみの病院標準価格は22,000円です。
- ※先端部はインナーとシャフト一体型の物です。

■ 剥離鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

3mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2204.2CR	12mm
	EY2204.2NA	14mm
	EY2205.4	12mm

■ 把持鉗子 販売名:鉗子EY


標準セット価格
¥122,000

3mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.15SSR3	15mm
	EY2007.14AA3	12mm ドバーキ
	EY2007.14AA3Z	12mm ドバーキ
	EY2200.3	12mm
	EY2202.3	12mm

■ バイポーラ鉗子 販売名:ハイワシリーズ ゆうしB型

3mm



製品番号	有効長		標準価格
EB2300NR	300mm	把持鉗子	¥250,000
EB2305.4NR	300mm	剥離鉗子	¥250,000


■ バイポーラ鉗子

5mm



製品番号	有効長		標準価格
EB2005.4NR	330mm	剥離鉗子	¥240,000
EB2000NR	330mm	把持鉗子	¥240,000

■ バイポーラコード 販売名:電気手術器用ケーブル



製品番号	長さ	標準価格
EK-010-014-H	3m	¥38,000

■ EY鉗子 パーツ一覧




[チューブ] 標準価格 ¥22,000

※標準：330mm



[ハンドル] 標準価格 ¥50,000



※フィンガーレストあり

HW:アダプタ付
ラチェット付

HX:アダプタなし
ラチェット付

HY:アダプタ付
ラチェットなし

HZ:アダプタなし
ラチェットなし

※フィンガーレストなし

HW-N:アダプタ付
ラチェット付

HX-N:アダプタなし
ラチェット付

HY-N:アダプタ付
ラチェットなし

HZ-N:アダプタなし
ラチェットなし


[インナー] 標準価格 ¥50,000



[パーツ]



洗浄ポートゴムキャップ
GC1BK(黒)・GC1BL(青)
1個 ¥500



青O-リング
5個入 ¥500



ゴムリング
1個 ¥500

アンビル把持鉗子 シリーズ



- 開腹用アンビル把持鉗子
- ラパロ用アンビル把持鉗子（10mm）
- ラパロ用アンビル把持鉗子（5mm）
- ラパロ用アングルアンビル把持鉗子（10mm）

※各メーカー自動吻合器対応

■ アンビル把持鉗子 販売名：内視鏡手術用鉗子

各メーカー自動吻合器対応



	製品番号	外径	全長	有効長	標準価格
	E2005.10T2	10mm	510mm	375mm	¥98,000
	E2005.10ETT 國場先生御考案	10mm	500mm	370mm	¥98,000
	E2005.10ETTS 國場先生御考案	10mm	500mm	370mm	¥98,000
		様々な方向でアンビルの固定が可能			
					
					
					

■ アンビル把持鉗子 販売名：内視鏡手術用鉗子

各メーカー自動吻合器対応



製品番号	全長	標準価格
EY8300A	250mm	オープン価格

■ アンビル把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000



10mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.10T2	24mm 各メーカー 自動吻合器対応

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長
	EY2005.5T2	19mm

■ アングルアンビル把持鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm




製品番号	全長	有効長	アングル	標準価格
EO2005.10R	545mm	370mm	45°	¥220,000

Premium-Angle Series



- 吸引洗浄管
- 把持鉗子
- 剥離鉗子
- 遮断鉗子
- クリップ鉗子
- アングル起子

■ プレミアム吸引洗浄管 販売名:プレミアム吸引洗浄管



製品番号		全長	有効長	アングル	標準価格
E05H		450mm	340mm	90°	¥190,000
E05HTS1	こだま型	435mm	330mm	90°	¥190,000


■ プレミアム吸引管 販売名:吸引管



製品番号	全長	有効長	標準価格
E05HK2	470mm	345mm	¥190,000

■ アングル鉗子 販売名:ハイワシリーズ ESE型、ES2200型

5mm



ESE2000

a.鉗子部
b.シャフト部

f.ローテーション固定ダイヤル
g.アクティブコード接続部



ESE2005.4


c.キャップ
d.アングルダイヤル
e.ローテーションダイヤル

h.ハンドル部
i.ラチェットON/OFF切替レバー



ESE2006.3

3mm



ES2202



ES2204

5mm、3mm共にアングルを自由自在に動かせます。




アングル鉗子
組立方法



アングル鉗子
分解方法


製品番号		全長	有効長	アングル		標準価格
ESE2000	把持	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ESE2005.4	剥離	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ESE2006.3	はさみ	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ES2202	把持	420mm	240mm	60°	ラチェットの有無を選べます	¥220,000
ES2204	剥離	420mm	240mm	60°		¥220,000

■ アングル把持鉗子・遮断鉗子 販売名：アングル鉗子



2x3無傷性ドバーキ型 大腸・胃・肺・婦人科

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	把持部	標準価格
ES2004.1	10mm	570mm	385mm	45°	60mm	¥220,000
ES2004.1S	10mm	520mm	340mm	45°	60mm	¥220,000
ES2004F1	10mm	525mm	345mm	45°	30mm	¥220,000



1cmごとの目盛付

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	把持部	標準価格
ES2004.1K1	10mm	480mm	300mm	45°	65mm	¥220,000

■ クリップ鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm



アングル機能なし

製品番号	全長	有効長	ラチェットなし	標準価格
B60	450mm	330mm		¥190,000

■ リムーバー 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm




アングル機能なし

製品番号	全長	有効長	ラチェットなし	標準価格
RM1	450mm	330mm		¥140,000

■ アングルクリップ鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm



製品番号	全長	有効長	アングル	ラチェットなし	標準価格
EOB60	500mm	330mm	45°		¥220,000

■ アングルリムーバー 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm



製品番号	全長	有効長	アングル	ラチェットなし	標準価格
EORM1	500mm	330mm	45°		¥220,000

■ クリップ 販売名:プレミアムドバーキランプ

12mmトロカールからの挿入可能 ドバーキタイプ(アトラマティックジョー)



H01A



C55S



H01AF



C65S



C70S

製品番号	形状	ブレード長		標準価格
H01A	直	25mm	血管等	¥60,000
H01AF	弱弯	25mm	血管等	¥60,000
C55S	直	55mm	腸管・肺等	¥65,000
C65S	直	65mm	腸管・肺等	¥65,000
C70S	直	70mm	腸管・肺等	¥65,000



■ クリップ 販売名:プレミアムクランプ湾曲型



製品番号	形状		標準価格
CS65CUR1	湾曲	腸管・肺等	¥100,000

Radial Reload(Covidien社) 対応

- ・特徴的なクリップ形状により直腸へのクリッピングが容易となります。
- ・低位前方切除術における直腸の縫合切離において腸管クリップとしてご使用いただけます。
- ・Radial Reload(Covidien社)等の縫合器使用時の直腸へのアプローチの際の操作性および周辺の視認性が向上します。

■ HMD-クリップアプライヤ


10mm



片手でクリップの把持、位置調整、留置が可能なクリップ鉗子です


HMD-クリップアプライヤの特徴

優れた位置合わせ機能




手元のレバーを操作することで、クリップの角度を調整できます。

細かな操作性



術野に合わせてクランプレバーを操作することで、クリップの開き幅を調整できます。

脱落防止機能



ロック機能により、意図しない操作での体内へのクリップの脱落を防止します。

製品番号	外径	有効長	標準価格
060	10mm	330mm	¥260,000

※適合クリップについて
下記のクリップ以外は適合しませんのでご注意ください。

プレミアムドバーキクランプ


- C55S
- C65S
- C70S



HMDクリップアプライヤ
使用方法

■ アングル起子（フック・ヘラ） 販売名:ハイワシリーズ ES2001T型

5mm



製品番号	有効長	アングル	標準価格
ES2001T	270mm / 300mm / 330mm	70°	¥150,000
ES2001H1	270mm / 300mm / 330mm	70°	¥150,000
ES2001H1C	270mm / 300mm / 330mm	70°	¥190,000

■ 起子（ヘラ・フック） 販売名:ハイワシリーズ EE02型

3mm



ハンドピースに接続して使用可能

	製品番号	形状	有効長	標準価格
	EE02S	ヘラ型	250mm / 300mm / 360mm	¥110,000
2mm 	EE02F2	フック型	250mm / 300mm / 360mm	¥110,000
3mm 	EE02F3	フック型	250mm / 300mm / 360mm	¥110,000

■ 起子(フック) 販売名:ハイワシリーズ E2011型

5mm



製品番号	有効長	標準価格
E2011.19	330mm	¥98,000



製品番号	有効長	標準価格
E2011.19K	330mm	¥98,000

■ 起子(ヘラ) 販売名:ハイワシリーズ EE01型

5mm



製品番号	有効長	標準価格
EE-001-005	330mm	¥98,000

■ モノポーラケーブル 販売名:電気手術器用ケーブル




●オートクレープ可

製品番号	長さ	標準価格
EE-010-003C	3m	¥25,000

■ ドベーキ鑷子 販売名:内視鏡手術用鉗子



E2005.11B
胸腔鏡
腹腔鏡、食道手術



E2005.11KG2



ハンドルが通常の鑷子状になっており操作しやすい。


VATSや食道手術に使用する先端ドベーキ型の使いやすい鑷子
握りが非常に柔らかく疲れない。把持した組織の触感がそのまま術者に伝わる。

先端形状	製品番号	全長	有効長	標準価格
	E2005.11B	370mm	200mm	¥190,000
		460mm	290mm	¥190,000
	E2005.11KG2	370mm	200mm	¥190,000
		460mm	290mm	¥190,000

■ リンパ節鑷子 販売名:内視鏡手術用鉗子



E2005.12
E2005.12K1



E2005.12R1



E2005.12KG1

ハンドルが通常の鑷子状になっており操作しやすい。

内視鏡手術用の使いやすいリンパ節
郭清用の鑷子

φ=10mm

	製品番号	全長	有効長	標準価格
	E2005.12	370mm	200mm	¥190,000
	E2005.12R1 ラチェット付	370mm	200mm	¥198,000
	E2005.12KG1	360mm	200mm	¥190,000
	E2005.12K1	360mm	200mm	¥190,000

■ 胸腔鏡用ケリー鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子 ※在庫限りの販売

5mm



組織もしっかり把持できる網目状の把持面を採用

先端形状	製品番号	全長	有効長	標準価格
	E2005.3G	355mm	235mm	¥110,000
	E2005.3G2	355mm	235mm	¥110,000
	E2005.3G4	355mm	235mm	¥110,000
	E2005.5G	355mm	235mm	¥110,000

■ 胸腔鏡用ケリー鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子

5mm



組織もしっかり把持できる把持面を採用

先端形状	製品番号	全長	有効長	標準価格
	EY2005.3G	355mm	235mm	¥110,000
	EY2005.3G2	355mm	235mm	¥110,000
	EY2005.3G4	355mm	235mm	¥110,000

■ 胸腔鏡用剥離鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子

5mm



胸腔鏡・小児外科・顎・乳房・他 ラチェット付も可能です。

先端形状	製品番号	全長	有効長	標準価格
------	------	----	-----	------



E2004.4GTS

285mm

165mm

¥110,000



E2005.3G2TS

285mm

165mm

¥110,000



E2005.3G3TS

285mm

165mm

¥110,000

■ 胸腔鏡用把持鉗子 販売名:鉗子EY

5mm



先端形状

製品番号

全長

有効長

標準価格



EY2018A6G

380mm

235mm

¥110,000



先端形状

製品番号

全長

有効長

標準価格



EY2018A9G

380mm

235mm

¥110,000



■ 胸腔鏡用ハサミ 販売名:はさみEY

5mm



VATSや食道等の胸腔鏡下手術や吊り上げ術用のハサミです。

先端形状	製品番号	有効長	ブレード長	湾曲	標準価格
	EY31104	240mm	22mm	6mm	¥110,000
	EY31104.1	250mm	22mm	6mm	¥110,000
	EY31104.2A	250mm	22mm	9mm	¥110,000
	EY31104.2B	250mm	22mm	12mm	¥110,000
	EY31104.4	250mm	22mm	5.3mm	¥110,000 ※ブレード長33mmもございます（在庫限り）

■ ヘガール型結紮鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子

5mm



縫合糸の結紮が非常にスムーズにできる。

先端形状	製品番号	全長	有効長	標準価格
	E2005.14A	340mm	220mm	¥110,000

■ 結紮棒 胸腔鏡用 販売名:内視鏡手術用鉗子

5mm



先端形状	製品番号	全長	標準価格
	F2031	370mm	¥59,000

■ 結紮棒 胸腔鏡用 販売名:起子EY

5mm



グリップ滑り止め加工あり

先端形状	製品番号	全長	標準価格
	F2031.3	370mm	オープン価格

3mm



先端形状	製品番号	全長	標準価格
	NP02	330mm	¥110,000

■ MKプリングル鉗子 販売名:EY鉗子

福山市民病院 外科 門田先生考案品



※肝切除時の血流遮断の際に使用。均一な血流遮断が可能

製品番号	有効長	全長	標準価格
EY2107S	320mm	470mm	¥270,000

■ 胸腔鏡用遮断鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子



先端形状	製品番号	標準価格
	E2022CR	¥110,000

■ ドベーキ型把持鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子

5mm



先端形状	製品番号	有効長	ブレード長	標準価格
	EY2007.13NH	250mm	22mm	¥110,000

■ 持針器（胸腔鏡用等） 販売名:持針器EY



先端把持部の長さ24mm 曲超硬チップ付

先端形状	製品番号	全長	標準価格
	NSH1	220mm	¥88,000
	NSH1	250mm	¥88,000
	NSH1	280mm	¥93,000

■ ドベーキピンセット 販売名:内視鏡手術用鉗子



コーティング可

形状	製品番号	標準価格
先端幅1.5mm×全長300mm	A243-8630	¥15,400
先端幅2.0mm×全長300mm	A243-8830	¥15,400
先端幅2.5mm×全長300mm	A243-8430	¥15,400

■ メッチェンバウム剪刀 ステーマ社製 販売名:はさみ



刃渡りが短く使いやすいメッチェンバウムです。深い部位の開腹開胸手術やVATSなどで便利です。

形状	製品番号	標準価格
全長275mm 刃長40mm 反	ZA-004-232	¥60,000

■ 肺・食道手術用鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子



製品番号	有効長	全長	標準価格
F087-1157-120	120mm	290mm	¥47,000
F087-1157-140	140mm	310mm	¥47,000
F087-1157-160	160mm	330mm	¥47,000

■ クランプ鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子



2×3ドベーキ
消化管・肺・血管

先端形状	製品番号	有効長	標準価格
------	------	-----	------



ES2005G8 225mm ¥190,000


■ サテンスキー型遮断鉗子 販売名:内視鏡手術用鉗子



製品番号	有効長	全長	標準価格
EY2105S	265mm	410mm	¥110,000

■ ハイワトロカールチタン 販売名:トロカールEY


チタニウム製 軽量



製品番号		外套の内径	スリーブ長	標準価格
HT1-5.5Ti		7mm	52mm	¥118,000
HT1-11.5Ti		13mm	58mm	¥118,000
HT1-15Ti		16mm	58mm	¥118,000
HT1-5.5TiT1	カットタイプ	7mm	52mm	¥118,000
HT1-11.5TiT1	カットタイプ	13mm	58mm	¥118,000
HT1-15TiT1	カットタイプ	16mm	58mm	¥118,000

■ トロカールEY 販売名:トロカールEY

オートクレーブ対応



フレキシブル仕様のため視野が非常に広がる

製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
20913-17YT	トロカールEY	13mm	70mm	¥110,000
20907-17YT	トロカールEY	7mm	70mm	¥110,000

■ パーツ




製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
15-16100-74	スリーブ	7mm	50mm	¥12,000
15-16100-75	スリーブ	7mm	70mm	¥12,000
15-16171-01	スリーブ	13mm	70mm	¥12,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

3mm


通過抵抗が小さい



コック付



コックなし



製品番号			内套先端形状	外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0307K	コック付	磁石弁	鋭	3.2mm	70mm	¥98,000
T0307KD	コック付	磁石弁	鈍	3.2mm	70mm	¥98,000
T0310K	コック付	磁石弁	鋭	3.2mm	95mm	¥98,000
T0310KD	コック付	磁石弁	鈍	3.2mm	95mm	¥98,000
T0307	コックなし	磁石弁	鋭	3.2mm	70mm	¥98,000
T0307D	コックなし	磁石弁	鈍	3.2mm	70mm	¥98,000
T0310	コックなし	磁石弁	鋭	3.2mm	95mm	¥98,000
T0310D	コックなし	磁石弁	鈍	3.2mm	95mm	¥98,000

3mm





製品番号			外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0350TH	弁なし 胸腔鏡用	内套先端部鈍	3.7mm	70mm	¥98,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

5mm


通過抵抗が小さい



製品番号			内套先端形状	外套の内径	スリーブ長	標準価格
T0507K	コック付	磁石弁	鋭	5.7mm	70mm	¥98,000
T0507KD	コック付	磁石弁	鈍	5.7mm	70mm	¥98,000
T0510K	コック付	磁石弁	鋭	5.7mm	95mm	¥98,000
T0510KD	コック付	磁石弁	鈍	5.7mm	95mm	¥98,000
T0507	コックなし	磁石弁	鋭	5.7mm	70mm	¥98,000
T0507D	コックなし	磁石弁	鈍	5.7mm	70mm	¥98,000
T0510	コックなし	磁石弁	鋭	5.7mm	95mm	¥98,000
T0510D	コックなし	磁石弁	鈍	5.7mm	95mm	¥98,000

■ ハイワトロカール 販売名:トロカールEY

13mm



製品番号			外套の内径	スリーブ長	標準価格
T1375S	コック付	シリコン弁	13mm	75mm	¥98,000
T1395S	コック付	シリコン弁	13mm	95mm	¥98,000

■ パーツ

	製品名	製品番号	標準価格
	ゴムキャップ	GC3	3mm用
		GC5	5mm用
		GC13	13mm用
			¥1,000
	O-リング	OR18	3mm、5mm用
		OR20	13mm用
			¥500

■ ミニフォーセプス 販売名:ミニフォーセプス

3mm



しなりの少ない硬めの3mmシャフト、傷が残らない

	製品番号	全長	有効長	標準価格
	LYD191	385mm	245mm	¥75,000
	LYD193	385mm	245mm	¥75,000

■ ミニフォーセプス ストッパー 販売名:ミニフォーセプス



製品番号	標準価格
lyd194	¥10,000

■ ファッシャークロージャー 販売名:内視鏡処置用縫合器

2.3mm




・筋膜縫合の際に使用。

製品番号	全長	有効長	標準価格
618-195-20	245mm	140mm	¥98,000

■ 綿球つかみ 販売名:鉗子EY

4mm



5mm径トロッカー内部を通過しやすい

	先端形状	製品番号	全長	有効長	標準価格
		E2044.1	455mm	385mm	¥98,000
		E2044.3	355mm	285mm	¥98,000

■ 筋腫スクリュー スTEAM社製 販売名:起子



AM-004-001



AM-004-004

先端形状	製品番号	外径	全長	有効長	標準価格
	AM-004-001	5mm	430mm	330mm	¥58,000
	AM-004-004	10mm	425mm	330mm	¥58,000
		小切開用			¥48,000

■ 吸引洗浄管 スターマ社製 販売名:吸引洗浄管



1×4穴

製品番号	製品名	全長	有効長	標準価格
EH-035-003	吸引洗浄管 セット	400mm	330mm	¥98,000
EH-035-013	吸引洗浄管 本体	70mm		¥74,000
EH-035-021	吸引洗浄管 チューブ	340mm	330mm	¥24,000

■ 吸引洗浄管 アッカーマン社製 販売名:吸引洗浄管



4×4穴

製品番号	製品名	全長	有効長	標準価格
	吸引洗浄管 セット	400mm	330mm	¥98,000
11-1236	吸引洗浄管 本体	70mm		¥74,000
11-1237	吸引洗浄管 チューブ	340mm	330mm	¥24,000

■ パーツ

	製品番号	製品名	標準価格
	99-A	スプリング	¥2,000
	EJ-022-005	O-リング	¥700

■ 平和式吸引管 販売名:吸引管



先端形状	製品番号	先端外径	全長	有効長	標準価格
------	------	------	----	-----	------

	KH-1	10mm	325mm	220mm	¥48,000
---	------	------	-------	-------	---------

	T1T	10mm	360mm	225mm	¥48,000
---	-----	------	-------	-------	---------

※有効長255mm、全長400mmのバージョンもあります。

■ プレミアム吸引管 販売名:吸引洗浄管EY



※弱弯で12mmロッカー対応
ダヴィンチ/鏡視下手術に有用
先端は付け替え可能

吸引調整口有

製品番号	先端形状	先端外径	有効長	標準価格
------	------	------	-----	------

E05HK3		球状 10mm	265/330/400mm	¥190,000
		ストレート 6.3mm		

※有効長は3種類あります

■ 吸引管 販売名:吸引管



製品番号	径	全長	有効長	吸引調整口	標準価格
------	---	----	-----	-------	------

S1001.1N2	5mm	410mm	265mm	あり	¥88,000
-----------	-----	-------	-------	----	---------

■ 吸引管 販売名:吸引管



先端形状	製品番号	先端外径	全長	有効長	吸引調整孔	標準価格
	S1001.1H2	10mm	410mm	265mm	なし	¥88,000
	S1001.1N	5mm	410mm	265mm	なし	¥88,000
	S1001.3N	3mm	420mm	265mm	あり	¥88,000
	S1001.3	3mm	410mm	265mm	なし	¥88,000

■ ペンシル型吸引管 販売名:吸引管



ペンシル型でアングルの付いた使いやすい吸引管

先端形状	製品番号	先端外径	全長	有効長	標準価格
	S1001.1U	5mm	340mm	195mm	¥88,000
	S1001.1U2	5mm	340mm	195mm	¥88,000

■ 吸引洗浄管 アッカーマン社製

アッカーマン社

販売名 ハイワシリーズ アッカーマン型



製品番号	製品名	標準価格
11-1174	アッカーマン 吸引洗浄管 本体	¥120,000

■ 吸引洗浄管 チューブ部 スターマ社製 アッカーマン社製

スターマ社

販売名 ハイワシリーズ EE型

アッカーマン社

販売名 ハイワシリーズ アッカーマン型



EE-004-006



EE-004-003



EE-004-002



EE-004-005



EE-004-001



11-1184



11-1182




11-1179



11-1178


製品番号	外径	製品名	有効長	標準価格
EE-004-006	5mm	ボタンタイプ	330mm	¥38,000
EE-004-003	5mm	Jフックタイプ	330mm	¥38,000
EE-004-002	5mm	90° フックタイプ	330mm	¥38,000
EE-004-005	5mm	スパチュラタイプ	330mm	¥38,000
EE-004-001	5mm	ニードルタイプ	330mm	¥38,000
11-1184	5mm	ボタンタイプ	330mm	¥38,000
11-1182	5mm	Jフックタイプ	330mm	¥38,000
11-1179	5mm	90° フックタイプ	330mm	¥38,000
11-1178	5mm	スパチュラタイプ	330mm	¥38,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:起子EY




製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2093Y	480mm	320mm	25°	30x40mm	¥280,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:起子EY




製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2097Y	475mm	320mm	30°	35x35mm	¥280,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:起子EY




製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2090	475mm	320mm	45°	35x60mm	¥280,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:内視鏡手術用鉗子K




製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2702	485mm	340mm	35°	45x60mm	¥198,000
E2703	485mm	340mm	35°	45x60mm	¥198,000

■ トライアングルレトラクター ステーマ社製 販売名:起子




製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
EI-001-050	540mm	360mm	0°	55x85mm	¥220,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:起子EY



製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2091	550mm	400mm	0°	80x135mm	¥280,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名: 起子EY




製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2092	475mm	320mm	45°	35x40mm	¥230,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:内視鏡手術用鉗子K




製品番号	全長	有効長	アングル	標準価格
E2700	445mm	305mm	0°	¥198,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:起子EY




製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2097	500mm	370mm	0°	55x65mm	¥280,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:内視鏡手術用鉗子K




製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2702	485mm	340mm	35°	45x60mm	¥198,000
E2703	485mm	340mm	35°	45x60mm	¥198,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:起子EY



製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2097	500mm	370mm	0°	55x65mm	¥280,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名:起子EY



製品番号	全長	有効長	アングル	サイズ	標準価格
E2091	550mm	400mm	0°	80x135mm	¥280,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名: 起子EY

5mm



先端に糸を通す穴あり

製品番号	全長	有効長	標準価格
EM500	485mm	330mm	¥198,000

■ ハイワフレックスレトラクター 販売名: 起子EY

10mm



先端に糸を通す穴あり


製品番号	全長	有効長	標準価格
EM2000	485mm	330mm	¥198,000

■ 洗浄ポート用ゴムキャップ



製品番号	色	数量	標準価格
GC1BK	黒	1個	¥500
GC1BL	青	1個	¥500


■ 圧排子 アングルタイプ スターマ社製 販売名:起子



EI-001-004

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	ブレード長	標準価格
EI-001-004	10mm	500mm	340mm	35°	75mm	¥188,000

■ 圧排子 アングルタイプ 販売名:起子EY



101.076

101.076S

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	ブレード長	標準価格
101.076	10mm	480mm	340mm	50°	50mm	¥150,000
101.076/440	10mm	580mm	440mm	50°	50mm	¥150,000
101.076S	10mm	465mm	325mm	50°	35mm	¥150,000

■ 圧排子 5本指 販売名:内視鏡手術用鉗子K



35

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	ブレード長	標準価格
E2088	5mm	500mm	375mm	0°	35mm	¥118,000

■ 圧排子 アングルタイプ ステーマ社製 販売名:起子



アングルが掛かるため、適切な臓器の圧排が可能となる

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	ブレード長	標準価格
EI-001-003	5mm	485mm	325mm	50°	45mm	¥188,000

■ ファン型レトラクター 販売名:内視鏡手術用鉗子K



妨害臓器の圧排に使用

製品番号	外径	全長	有効長	アングル	ブレード長	標準価格
E2010	5mm	420mm	335mm	0°	40mm	¥98,000

■ 持針器 販売名:持針器EY

5mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EY2009S	505mm	330mm	直	¥110,000
	EY2009R	505mm	330mm	右カーブ	¥110,000
	EY2009L	505mm	330mm	左カーブ	¥110,000
	EY2009J	505mm	330mm	直立型	¥110,000

■ 持針器 販売名:持針器EY

5mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EY2009SR	505mm	330mm	右カーブ	¥110,000
	EY2009SL	505mm	330mm	左カーブ	¥110,000

■ 持針器 販売名:持針器EY

5mm



※ハンドル部分全体チタニウム製

	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EY2009STi	505mm	330mm	直	¥130,000
	EY2009RTi	505mm	330mm	右カーブ	¥130,000
	EY2009LTi	505mm	330mm	左カーブ	¥130,000

■ 持針器 販売名:持針器EY

5mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EY2009F ラチェットあり	505mm	330mm	フラミンゴ	¥110,000
	EY2009FN ラチェットなし	505mm	330mm	フラミンゴ	¥110,000

■ 持針器 販売名:持針器EY

3mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EY2030A	455mm 515mm	280mm 340mm	直	¥110,000

■ 練習用持針器 販売名:持針器EY

5mm



練習用に特化した安価な持針器です。タグ スリカ-パ 1チップ 付 洗浄ポートなし。臨床使用はできません。

	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EYP2009S	505mm	330mm	直	¥22,000
	EYP2009R	505mm	330mm	右カーブ	¥22,000
	EYP2009L	505mm	330mm	左カーブ	¥22,000
	EYP2009F	505mm	330mm	フラミンゴ	¥24,800

■ 練習用持針器 販売名:持針器EY

3mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EYP2030A	455mm	280mm	直	¥22,000

■ 持針器 スターマ社製 販売名:持針器

5mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EG-003-001	505mm	330mm	直	¥198,000
	EG-003-002	505mm	330mm	左カーブ	¥198,000
	EG-003-003	505mm	330mm	右カーブ	¥198,000
	EG-003-004	505mm	330mm	縫合針 自立型 フラミンゴ	¥210,000

■ 持針器 アッカーマン社製 販売名:持針器

5mm



ダイヤモンドチップ付

	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	13-1592	515mm	315mm	直	¥160,000
	13-1593	515mm	315mm	右カーブ	¥160,000
	13-1594	515mm	315mm	左カーブ	¥160,000

■ 持針器 販売名:持針器EY

※在庫限り 特価対応致します

5mm



フリーとラチェットの切替機能、持ちやすく操作性に優れたハンドル

	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	E2008.7S	500mm	330mm	直	¥150,000
	E2008.7R	500mm	330mm	右カーブ	¥150,000
	E2008.7L	500mm	330mm	左カーブ	¥150,000

■ 持針器 販売名:内視鏡手術用鉗子J

※在庫限り 特価対応致します


5mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	E2008.3S	540mm	330mm	直	¥110,000
	E2008.3R	540mm	330mm	右カーブ	¥110,000
	E2008.3L	540mm	330mm	左カーブ	¥110,000

■ 持針器 販売名:持針器EY


5mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	101.032S	500mm	340mm	直	¥110,000
	101.032R	500mm	340mm	右カーブ	¥110,000
	101.032L	500mm	340mm	左カーブ	¥110,000

■ 持針器 スターマ社製 販売名:持針器

5mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	EG-003-021	495mm	345mm	直	¥198,000
	EG-003-022	495mm	345mm	左カーブ	¥198,000
	EG-003-023	495mm	345mm	右カーブ	¥198,000
	EG-003-024	495mm	345mm	縫合針 自立型 フラミンゴ	¥210,000

■ 持針器 販売名:持針器EY

5mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	E2005.8A1	395mm	235mm	直	¥110,000
	E2005.8A2	395mm	235mm	左(弱湾)	¥110,000
	E2005.8A3	395mm	235mm	左(強湾)	¥110,000

■ ニードルホルダー 販売名:ニードルホルダー

2mm



	製品番号	全長	有効長	形状	標準価格
	HN-S20-200	370mm	200mm	直	¥160,000
	HN-S20-250	420mm	250mm	直	¥160,000
	HN-S20-300	470mm	300mm	直	¥160,000

■ トレーニング用鉗子



トレーニング用剥離鉗子

先端形状	製品番号	全長	標準価格
	E8001	470mm	¥15,000

トレーニング用はさみ鉗子

先端形状	製品番号	全長	標準価格
	E8041	470mm	¥15,000

トレーニング用把持鉗子

先端形状	製品番号	全長	標準価格
	E8006	470mm	¥15,000

※ラチェット付き

■ HEIWA内視鏡手術トレーナー



19インチテレビ



折り畳み可能



38万画素の高画質カメラ

製品番号	セット内容	標準価格
H-1(BC)	練習ボックス+高画質カメラ	¥140,000
H-1(BCT)	練習ボックス+高画質カメラ+テレビ	¥180,000
H-1(BCTF)	練習ボックス+高画質カメラ+テレビ+持針器2本(リユーザブル)	¥230,000
H-1(BCTD)	練習ボックス+高画質カメラ+テレビ+持針器2本(リユーザブル)+ディスポ鉗子2本 ※持針器は10-3ページ掲載製品からお選びいただけます。 ※ディスポ鉗子は11-1ページ掲載製品からお選びいただけます。	¥240,000

■ ハイワ縫合練習用針糸

製品番号	セット内容	標準価格
17Si	ブレードシルク 黒 3-0 45cm 縫合針 丸針 1/2 17mm 10パック入	¥2,200
22Si	ブレードシルク 黒 3-0 45cm 縫合針 丸針 1/2 22mm 10パック入	¥2,200
26Si	ブレードシルク 黒 3-0 45cm 縫合針 丸針 1/2 26mm 10パック入	¥2,200
38Si	ブレードシルク 黒 0 45cm 縫合針 丸針 1/2 38mm 10パック入	¥2,400



1パック/包装
未滅菌・臨床使用不可

■ HEIWA内視鏡手術トレーナー



お持ちのパソコンを使用できます。



折り畳み可能



USBカメラ

製品番号	セット内容	標準価格
H-1 (BU)	練習ボックス+USBカメラ	¥150,000
H-1 (BUF)	練習ボックス+USBカメラ+持針器2本(リユーザブル)	¥200,000
H-1 (BUD)	練習ボックス+USBカメラ+持針器2本(リユーザブル)+ディスポ鉗子2本 ※持針器は10-3ページ掲載製品からお選びいただけます。 ※ディスポ鉗子は11-1ページ掲載製品からお選びいただけます。	¥210,000

■ ハイワ縫合練習人間皮膚創傷パッドDタイプ



製品番号	製品名	標準価格
STP-D	ハイワ縫合練習人間皮膚創傷パッドDタイプ	¥5,900

■ 洗浄水バッグ加圧装置



従来タイプと比べて加圧速度が格段に速くなりました。
(設定圧までの加圧に最速10秒)

バッテリーのみでの連続使用可能時間：約10時間
(バッテリータイプの場合 最高設定圧力にて使用時)
バッテリー充電時間：約3時間



ハイワPC2
紹介動画

製品番号	製品名	圧力設定	駆動方式	標準価格
HEIWAPC2	ハイワPC2	0~400mmHg	DC12V	¥288,000
※ HEIWAPC2-O	ハイワPC2	0~400mmHg	DC12V	¥288,000
HEIWAPC2B	ハイワPC2 バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥315,000
※ HEIWAPC2B-O	ハイワPC2 バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥315,000
HEIWAPC2W	ハイワPC2 2連タイプ	0~400mmHg	DC12V	¥576,000
※ HEIWAPC2W-O	ハイワPC2 2連タイプ	0~400mmHg	DC12V	¥576,000
HEIWAPC2BW	ハイワPC2 2連バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥630,000
※ HEIWAPC2BW-O	ハイワPC2 2連バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥630,000

※大塚生食バッグ対応品

■ ハイワPC専用スタンド



低重心型で安定感のあるデザイン

ハイワPC専用設計のスタンド

ステンレスバスケット付き



規 格

本 体	Φ520mm × H1450mm	バスケット	縦：200mm
	パイプ径：Φ25mm		横：320mm
重 量	6.7kg		深さ：150mm
キャスター	Φ40mm		

製品番号	製品名	材質	標準価格
HEIWAST1	ハイワPC専用スタンド	ステンレス	¥73,000

■ ラパロスコープ用 ヒーター付カップ



ステンレスカップ 750CC

腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップ
※煮沸機能はありません。

製品番号	製 品 名	ケーブル長	消費電力	標準価格
HEATER	ラパロスコープ用 ヒーター付カップ	2.5m	25W	¥29,800
HEATERONLY	ラパロスコープ用 ヒーター付カップ ヒーターのみ	2.5m	25W	¥24,800

■ ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ



ステンレスカップ 750CC

腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップ
※煮沸機能はありません

製品番号	製 品 名	ケーブル長	消費電力	標準価格
HIRAGATA	ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ	2.5m	18W	¥59,800
HIRAGATAONLY	ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ 平型ヒーターのみ	2.5m	18W	¥54,800


■ ヒーターカップ用架台



ヒーターカップ
紹介動画

サイズ	標準価格
150×170×190	¥27,500

■ レトラクターパッド 一般的名称:X線造影剤入りスポンジ



- 手術野の妨害臓器を広く一枚で押さえ込みます。
- 臓器に優しい素材（PVA）で損傷を与えにくい。
- 腹部のサイズに合わせてカットも可能です。

製品番号	サイズ	入数	標準価格
S	220mm×120mm	5枚/箱	¥13,500
		20枚/ケース	¥54,000
L	270mm×150mm	5枚/箱	¥14,500
		15枚/ケース	¥43,500

■ 完全密封式カメラカバー 販売名:ドレープ



- カメラが滅菌により傷まないため故障が少ない。

製品番号	サイズ	入数	標準価格
DCC8007	14cm×285cm	40枚/箱	¥95,200


■ ニューロパティール 一般的名称: X線造影剤入りスポンジ



- ・頭蓋内出血時の抑制及び組織・血管・神経等の保護。
- ・優れた吸水性を持ち、組織に優しく使いやすい神経外科用シートです。

製品番号	サイズ	入数		標準価格
WM0707R	7mm×7mm	10シート/袋	20袋/箱	¥12,000
WM1010R	10mm×10mm	10シート/袋	20袋/箱	¥12,000
WM1030R	10mm×30mm	10シート/袋	20袋/箱	¥12,000
WM2020R	20mm×20mm	10シート/袋	20袋/箱	¥12,000
WM2040R	20mm×40mm	10シート/袋	20袋/箱	¥12,000
WM3060R	30mm×60mm	10シート/袋	20袋/箱	¥12,000

■ 気腹用チューブ 一般的名称: 気腹用チューブ



- ・安価なフィルター付気腹用チューブです。
- ・0.1ミクロン99.997%除去フィルター付
- ・患者側はルアーロックコネクター
気腹装置側はチューブ
- ・チューブ長は3m

製品番号				標準価格
DIF7002H			20本/箱	¥58,000
DIF7015	気腹装置用アダプタ	径15.9mm用 (ストルツ社気腹装置等)	1個	¥15,000

■ プレミアムハイワキャッチⅡ 一般的名称:組織収納サック



・全製品のシャフト径は10mmです

製品番号	サイズ	口径（直径）×深さ	容積	入数	標準価格
KGL2-101-SL	57mm×138mm		190ml	5本/箱	¥72,500
KGL2-101-L	94mm×171mm		600ml	5本/箱	¥72,500
KGL2-101-L2	102mm×160mm		915ml	5本/箱	¥72,500
KGL2-101-XL	116mm×183mm		1060ml	5本/箱	¥72,500
KGL2-101-XL2	127mm×200mm		1610ml	5本/箱	¥72,500



プレミアムハイワキャッチⅡ
使用方法


■ ハイワTKバッグ 一般的名称:組織収納サック



5ミリ径のトロッカーから使用できるバッグ


製品番号	サイズ	口径（直径）×深さ	容積	入数	標準価格
HSD-60S	60mm×140mm		190ml	5本/箱	¥80,000

■ ディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ




製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DUS4008	5.0×220	Yタイプ	20本/箱	¥35,000
DUS4018	5.0×320	Yタイプ	20本/箱	¥35,000

■ ディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ



製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DUS4020	5.0×300	YYタイプ	20本/箱	¥43,000

■ ディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ



製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DUS4021	5.0×310	Yタイプ	20本/箱	¥35,000

■ ディスポーザブルチュービングセット 一般的名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ



製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	入数	標準価格
DIT5008	5.0×280	Iタイプ	20本/箱	¥20,000
DIT5028	5.0×280	Iタイプ	20本/箱	¥20,000


■ エースディスポーザブルチュービングセット 一般の名称:内視鏡・関節鏡用接続チューブ




- 手術用灌流液供給回路
- 生理食塩水バッグにもさしやすいスパイク先




【外観図】



HA4008 HA4018



HA4021



HA4020




HA5028



HA5008

製品番号	内径 (mm) × 全長 (cm)	タイプ	接続部	入数	標準価格
HA4008	5.0×220	2連	チューブ	20本/箱	¥35,000
HA4018	5.0×320	2連	チューブ	20本/箱	¥35,000
HA4021	5.0×310	2連	ルアーロック	20本/箱	¥35,000
HA4020	5.0×300	4連	チューブ	20本/箱	¥38,000
HA5008	5.0×280	1タイプ	チューブ	20本/箱	¥16,000
HA5028	5.0×280	1タイプ	ルアーロック	20本/箱	¥12,000

■ 洗浄吸引プローブセット 一般的名称:内視鏡下灌流・吸引器




ピストン部の口径が大きく
洗浄・吸引に優れています。

LISS4122

製品番号	仕様	入数	標準価格
LISS4122	オールディスポタイプ 有効長340mm	20本/箱	¥180,000
LISS4052	ダビンチ用オールディスポタイプ 有効長500mm	20本/箱	¥240,000

■ ホームポート 吸引洗浄プローブセット 一般的名称:内視鏡下灌流・吸引器



製品番号	外径・有効長	形状	入数	標準価格
S0533	5mm径 330mm	通常型	20本入り	¥180,000
S0533P	5mm径 330mm	ピストル型	20本入り	¥180,000
S0542	5mm径 420mm	通常型	20本入り	¥200,000
S0542P	5mm径 420mm	ピストル型	20本入り	¥200,000

■ ハイワサクションチューブ 一般的名称:吸引チューブ



- ・先端部のコネクターにより嘴管等の脱着が容易です。
- ・滅菌済み

製品番号	内径×全長	入数	標準価格
SU6530A	6.5mm×300cm	25本/箱	¥17,500

■ ハイワサクションコネクティングチューブ 一般的名称:吸引チューブ



- ・先端部のコネクターにより嘴管等の脱着が容易です。
- ・滅菌済み

製品番号	内径×全長	入数	標準価格
KBL002	6.5mm×300cm	25本/箱	¥17,500
KBS002	6.5mm×180cm	25本/箱	¥17,500

■ ハイワカuttingサクションチューブ 一般的名称:吸引チューブ



- ・手術室、診察室、病棟など様々な場所で活躍
- ・好きな長さでカット可能
- ・圧倒的コストパフォーマンス
- ・未滅菌品



- ・1.8m毎にカット可能

製品番号	内径×全長	入数	標準価格
KBL030	5.6mm×30m	1巻/箱	¥5,000

■ ジェネリックポート 一般的名称：単回使用トロカールスリーブ



12mm径



5mm径

使いやすいブレードレスタイプのトロカール
オプティックタイプ
通過抵抗の少ないスムーズな鉗子挿入・抜去

[タイプ]



外套のみ



シングル



ツイン

製品番号	径・有効長	タイプ	入数	標準価格
T12-100-CH	12mm 100mm	シングル	4本/箱	¥62,000
T05-75-CH	5mm 75mm	シングル	4本/箱	¥50,000
T05-100-CH	5mm 100mm	シングル	4本/箱	¥50,000
T05-100-CH-TW	5mm 100mm	ツイン	4セット/箱	¥77,200
T05-100-CH-SL	5mm 100mm	外套のみ	10本/箱	¥67,300

■ ジェネリックポート 一般的名称：単回使用トロカールスリーブ



- ・スモールヘッドタイプ
- ・通過抵抗の少ないスムーズな鉗子挿入・抜去
- ・穿刺時に握りやすい内套形状
- ・クリアタイプの外套を採用

製品番号	径・有効長	タイプ	入数	標準価格
T05-75-CT-S	5mm 75mm	シングル	5本/箱	¥17,500
T05-75-CT-TW	5mm 75mm	ツイン	5セット/箱	¥27,500
T05-75-CT-SL	5mm 75mm	外套のみ	5本/箱	¥10,000
T05-100-CT-S	5mm 100mm	シングル	5本/箱	¥17,500
T05-100-CT-SL	5mm 100mm	外套のみ	5本/箱	¥10,000



ジェネリックポート
スモールヘッドタイプ
紹介動画

■ エンドスコープホルダー



中央関節のネジハンドルを
閉めつけるだけで全関節を固定できます。
迅速かつ簡単に固定でき、頻回な位置調節
も簡便です。
シンプルな構造のため使いやすい。

※別途、レール固定金具 ACT-13HW が必要です。

製品番号

標準価格



3840.30

5mm径、10mm径硬性鏡ホルダー
関節アーム最大可動半径400mm
支柱 高さ300mm

¥450,000



3840.31

5mm径、10mm径硬性鏡ホルダー
関節アーム最大可動半径400mm
L字支柱 高さ450×幅100mm

¥450,000




ACT-13HW

レール固定金具

¥60,000

■ 器具ホルダー




中央関節のネジハンドルを
閉めつけるだけで全関節を固定できます。
迅速かつ簡単に固定でき、頻回な位置調節
も簡便です。
シンプルな構造のため使いやすい。

※別途、レール固定金具 ACT-13HW が必要です。

製品番号	標準価格		
	3840.41	4mm～18mm径器具ホルダー 関節アーム最大可動半径400mm L字支柱 高さ450×幅100mm	¥480,000
	3840.48	ダブルアーム 4mm～18mm径器具ホルダー L字支柱 高さ450×幅200mm	¥980,000
	ACT-13HW	レール固定金具	¥60,000

■ エンドスコープホルダー クイックリリースシステム



多様な手術症例に対応できるインターチェンジابل機能
 プッシュボタン機能を搭載し簡単に素早くアダプタを交換できます。
 機能的で安全なデザイン スイス製の高級機種 すぐれた固定精度
 オートクレープ滅菌対応



ACT-13HW
 ※別途、レール固定金具
 ACT-13HW が必要です

製品番号	名称	標準価格
3840.96	エンドスコープホルダー クイックリリースシステム本体	¥350,000
5.716	器具用アダプター 径4.5mm～12.5mm保持可能	¥98,000
5.721	エンドスコープ用アダプター 径5mm、10mm保持可能	¥98,000
5.731	器具用アダプター 径4mm～18mm保持可能	¥98,000
ACT-13HW	レール固定金具	¥60,000

■ ハイワホルダー



製品番号	名称	標準価格
M165-40	ハイワホルダー本体	¥350,000
M165-61	ハイワホルダー本体	¥350,000
B510-01	器具用アダプター	¥80,000
B522-00	エンドスコープ用アダプター 径2.7mm～10mm接続可能	¥140,000
B610-15	鉗子用アダプター（フック）	¥50,000
ACT-13HW	レール固定金具	¥60,000

鉤や金具は各種形状別注 定価70,000円以下にて作成します。

■ ハイワホルダー標準セット

セット内容	標準価格
ハイワホルダー本体、B522-00、B510-01、ACT-13HW	¥630,000

■ フレックスアーム



硬性鏡（スコープ）、鉗子、鉤など器械の保持、固定に最適

5mm径から12mm径に対応


どんな位置でも確実に固定（アームの微調整可）

製品番号	名称	標準価格
69-0540	フレックスアーム	¥598,000

蛇腹から把持部：46cm

付属品：レール固定金具

■ ネイサンソンフック



肝臓を押さえるのに最適な形状
(※フレックスアームは含みません)



NFO1L A : 210mm
B : 5mm
C : 64mm



NFO1M A : 200mm
B : 5mm
C : 40mm




NFO1S A : 185mm
B : 5mm
C : 28mm

製品番号	名称	標準価格
NFO1L	ネイサンソンフック	¥50,000
NFO1M	ネイサンソンフック	¥50,000
NFO1S	ネイサンソンフック	¥50,000

■ マスターピースレトラクター

標準セット価格
¥2,704,000



製品番号	名称	セット入数	標準価格
B150	支柱クランプ	1	¥168,000
B402	ダブルハンドルツースドクランプ	1	¥150,000
R302	フレームサポート用バー	1	¥190,000
F320	フレーム	1	¥380,000
F325	フレームアーム	2	¥120,000
B502	ユニバーサルクランプ	6	¥540,000
P205	ブレードホルダー	4	¥312,000
VC308-M	腹壁鉤 70×50 mm	2	¥186,000
VC300-M	腹壁鉤 55×40 mm	2	¥186,000
VP200	扁平鉤 65×110 mm	1	¥65,000
VP104	フェンスブレード 30×120 mm	1	¥65,000
VP122	フェンスブレード 40×130 mm	1	¥65,000
VP250	フェンスブレード 100×110 mm	1	¥68,000
VP450	マレアブルブレード 50×150 mm	1	¥73,000
VG200	ペインブレード 25×150 mm	1	¥68,000
VP600	ハリントンブレード 50×130 mm	1	¥68,000

■ マスターピースレトラクター

標準セット価格
¥2,300,000



製品番号	名称	セット入数	標準価格
B150	支柱クランプ	1	¥168,000
B400	ツースドクランプ	1	¥150,000
R350	フレームサポート用バー	1	¥190,000
F100	フレーム	1	¥150,000
B502	ユニバーサルクランプ	6	¥540,000
P205	ブレードホルダー	4	¥312,000
VC308-M	腹壁鉤 70×50 mm	2	¥186,000
VC300-M	腹壁鉤 55×40 mm	2	¥186,000
VP200	扁平鉤 65×110 mm	1	¥65,000
VP104	フェンスブレード 30×120 mm	1	¥65,000
VP122	フェンスブレード 40×130 mm	1	¥65,000
VP250	フェンスブレード 100×110 mm	1	¥68,000
VP450	マレアブルブレード 50×150 mm	1	¥73,000
VG200	ペインブレード 25×150 mm	1	¥68,000
VP600	ハリントンプレード 50×130 mm	1	¥68,000

■ マスターピースレトラクター

標準セット価格
¥2,400,000



F300

製品番号	名称	セット入数	標準価格
B150	支柱クランプ	1	¥168,000
B400	ツースドクランプ	1	¥150,000
R300	フレームサポート用バー	1	¥140,000
F300	ダブルソケットフレーム	1	¥250,000
B502	ユニバーサルクランプ	6	¥540,000
P205	ブレードホルダー	4	¥312,000
VC308-M	腹壁鉤 70×50 mm	2	¥186,000
VC300-M	腹壁鉤 55×40 mm	2	¥186,000
VP200	扁平鉤 65×110 mm	1	¥65,000
VP104	フェンスブレード 30×120 mm	1	¥65,000
VP122	フェンスブレード 40×130 mm	1	¥65,000
VP250	フェンスブレード 100×110 mm	1	¥68,000
VP450	マレアブルブレード 50×150 mm	1	¥73,000
VG200	ペインブレード 25×150 mm	1	¥68,000
VP600	ハリントンプレード 50×130 mm	1	¥68,000

■ マスターピースレトラクター オプションブレード

形状	製品番号	名称	標準価格
	VC100	ディーバーブレード 36×50 mm	¥65,000
	VC120	ディーバーブレード 60×60 mm	¥65,000
	VC130	ディーバーブレード 80×70 mm	¥65,000
	VC300-M	腹壁鉤(ウォールブレード)ホルダー付 55×40 mm	¥93,000
	VC308-M	腹壁鉤(ウォールブレード)ホルダー付 70×50 mm	¥93,000
	VC312-M	腹壁鉤(ウォールブレード)ホルダー付 90×60 mm	¥93,000
	VC316-M	腹壁鉤(ウォールブレード)ホルダー付 100×60 mm	¥93,000
	VC322-M	腹壁鉤(ウォールブレード)ホルダー付 110×70 mm	¥93,000
	VC300	腹壁鉤(ウォールブレード) 55×40 mm	¥85,000
	VC308	腹壁鉤(ウォールブレード) 70×50 mm	¥85,000
	VC312	腹壁鉤(ウォールブレード) 90×60 mm	¥85,000
	VC316	腹壁鉤(ウォールブレード) 100×60 mm	¥85,000
	VC322	腹壁鉤(ウォールブレード) 110×70 mm	¥85,000
	VG200	レナルバインブレード 25×150 mm	¥68,000
	VG202	レナルバインブレード 25×180 mm	¥68,000
	VP100	ナローフラットブレード 30× 80 mm	¥65,000
	VP104	ナローフラットブレード 30×120 mm	¥65,000
	VP122	ナローフラットブレード 40×130 mm	¥65,000
	VP124	ナローフラットブレード 40×180 mm	¥65,000
	VP140	ナローフラットブレード 50×150 mm	¥65,000
	VP144	ナローフラットブレード 50×190 mm	¥65,000
	VP200	フラットブレード 65×110 mm	¥65,000
	VP202	フラットブレード 65×140 mm	¥65,000
	VP204	フラットブレード 65×170 mm	¥65,000
	VP210	フラットブレード 80×140 mm	¥65,000
	VP212	フラットブレード 80×160 mm	¥65,000
	VP214	フラットブレード 80×190 mm	¥65,000


■ マスターピースレトラクター オプションブレード

形状	製品番号	名称	標準価格
	VP250	フェンスブレード 100×110 mm	¥68,000
	VP254	フェンスブレード 100×130 mm	¥68,000
	VP256	フェンスブレード 100×150 mm	¥68,000
	VP258	フェンスブレード 100×170 mm	¥68,000
	VP262	フェンスブレード 100×190 mm	¥68,000
	VP300	レクタアンギュラーブレード 85× 60 mm	¥70,000
	VP302	レクタアンギュラーブレード 85× 80 mm	¥70,000
	VP304	レクタアンギュラーブレード 85×100 mm	¥70,000
	VP350	マーク骨盤ブレード 56×170 mm	¥68,000
	VP352	マーク骨盤ブレード 56×190 mm	¥68,000
	VP370	マーク骨盤ブレード 70×180 mm	¥68,000
	VP372	マーク骨盤ブレード 70×200 mm	¥68,000
	VP450	マレアブル（曲げ可）ブレード 50×150 mm	¥73,000
	VP452	マレアブル（曲げ可）ブレード 50×170 mm	¥73,000
	VP454	マレアブル（曲げ可）ブレード 50×190 mm	¥73,000
	VP460	マレアブル（曲げ可）ブレード 80×150 mm	¥73,000
	VP462	マレアブル（曲げ可）ブレード 80×170 mm	¥73,000
	VP464	マレアブル（曲げ可）ブレード 80×190 mm	¥73,000
	VP500	V型ブレード 72×110 mm	¥68,000
	VP502	V型ブレード 72×130 mm	¥68,000
	VP512	V型ブレード 82×130 mm	¥68,000
	VP514	V型ブレード 82×150 mm	¥68,000
	VP600	ハリントンプレード 50×130 mm	¥68,000
	VP610	ハリントンプレード 65×150 mm	¥68,000
	VP614	ハリントンプレード 65×180 mm	¥68,000
	VP620	ハリントンプレード 80×200 mm	¥68,000

■ マスターピースレトラクター オプションブレード

形状	製品番号	名称	標準価格
	VP700	フェネストレイテッドブレード 28× 60 mm	¥75,000
	VP702	フェネストレイテッドブレード 28× 80 mm	¥75,000
	VP704	フェネストレイテッドブレード 28×100 mm	¥75,000
	VP710	フェネストレイテッドブレード 48× 80 mm	¥75,000
	VP712	フェネストレイテッドブレード 48×100 mm	¥75,000
	VP714	フェネストレイテッドブレード 48×120 mm	¥75,000
	VP800	ケリーブレード 48× 80 mm	¥73,000
	VP802	ケリーブレード 48×100 mm	¥73,000
	VP804	ケリーブレード 48×120 mm	¥73,000
	VP810	ケリーブレード 60×150 mm	¥73,000
	VP812	ケリーブレード 60×180 mm	¥73,000
	VP850	ドヤンブレード 48× 80 mm	¥73,000
	VP852	ドヤンブレード 48×100 mm	¥73,000
	VP854	ドヤンブレード 48×120 mm	¥73,000
	VP860	ドヤンブレード 48×150 mm	¥73,000
	VP862	ドヤンブレード 48×180 mm	¥73,000
	VS200	2フィンガーマレアブルブレード 40 mm (width)	¥72,000
	VS210	2フィンガーマレアブルブレード 60 mm (width)	¥72,000
	VS300	3フィンガーマレアブルブレード 90 mm (width)	¥72,000
	VS310	3フィンガーマレアブルブレード 120 mm (width)	¥72,000
	VS400	4フィンガーマレアブルブレード 120 mm (width)	¥75,000
	VS410	4フィンガーマレアブルブレード 150 mm (width)	¥75,000

■ マスターピースレトラクター オプション



製品番号	名称	標準価格
F150	延長バー(ブリッジ)	¥50,000
O105	フレキシブル照明用ライトターミナル	¥150,000
P205	ブレードホルダー	¥78,000
P405	アングル付ブレードホルダー	¥88,000

HEIWA

呼吸器外科鉗子シリーズ



■ メツェンバウムはさみ鉗子 ドフナー社



製品番号	外径	有効長	ラチェット	標準価格
20926-12-030	5mm	300mm	なし	¥340,000

■ スネークヘッド鉗子 (鉗子EY)



製品番号	把持部幅	全長	ラチェット	標準価格
115.010X-K06	6mm	350mm	あり	¥150,000
115.010X-K08	8mm	350mm	あり	¥150,000
115.010X-K10	10mm	350mm	あり	¥150,000

■ ドベーキ把持鉗子 (鉗子EY)



製品番号	把持部	全長	ラチェット	標準価格
115.001X-K15	弱弯15mm	350mm	あり	¥150,000
115.001X-K20	中弯20mm	350mm	あり	¥150,000
115.001X-K25	強弯25mm	350mm	あり	¥150,000
115.001X-K15WR	弱弯15mm	350mm	なし	¥150,000
115.001X-K20WR	中弯20mm	350mm	なし	¥150,000
115.001X-K25WR	強弯25mm	350mm	なし	¥150,000



呼吸器外科鉗子
紹介動画

■ ドベーキ把持鉗子 (鉗子EY)



製品番号	把持部	全長	ラチェット	標準価格
115.001X-Y25	スネーク形状	360mm	あり	¥150,000



製品番号	把持部	全長	ラチェット	標準価格
115.001X-J25	角弯25mm	350mm	あり	¥150,000

■ 把持鉗子 (鉗子EY)



製品番号	把持部	全長	ラチェット	標準価格
115.002X-K08	直径8mm	350mm	あり	¥150,000
115.002X-K10	直径10mm	350mm	あり	¥150,000
115.002X-K12	直径12mm	350mm	あり	¥150,000

■ 胸腔鏡用把持鉗子



製品番号	径	全長	有効長	ラチェット	標準価格
EY2018A9G	5mm	380mm	235mm	あり	¥110,000

■ 無傷性ドバーキ把持鉗子（ドフナー社）



製品番号	リング径	有効長	ラチェット	標準価格
20821-04	13mm	360mm	あり	¥340,000

■ アングル起子（ハイワシリーズ）

ダイヤル操作によりアングルがかけられるヘラ型電極



製品番号	径	有効長	標準価格
ES2001H1C	5mm	330mm	¥190,000

■ プレミアムアングル吸引管



製品番号	全長	有効長	アングル	先端形状	標準価格
E05HTS1	435mm	330mm	90°	こだま型	¥190,000

■ 吸引洗浄管（ドフナー社）



製品番号	径	全長	有効長	先端部径	吸引調整口	標準価格
20843-34	5mm	455mm	315mm	7.5mm	なし	¥130,000
20843-36	5mm	455mm	315mm	7.5mm	あり	¥130,000

■ 吸引管



製品番号	径	全長	有効長	吸引調整口	標準価格
S1001.1N2	5mm	410mm	265mm	あり	¥88,000

■ プレミアム吸引管 販売名:吸引洗浄管EY




※弱弯で12mmトロッカー対応
ダヴィンチ/鏡視下手術に有用
先端は付け替え可能

吸引調整口有り

製品番号	先端形状	先端外径	有効長	標準価格
E05HK3	 球状	10mm	265/330/400mm	¥190,000
	 ストレート	6.3mm		

※有効長は3種類あります。

■ トロカールEY



オートクレーブ対応

フレキシブル仕様のため視野が非常に広がる

製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
20913-17YT	トロカールEY	13mm	70mm	¥110,000
20907-17YT	トロカールEY	7mm	70mm	¥110,000

■ パーツ



製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
15-16100-74	スリーブ	7mm	50mm	¥12,000
15-16100-75	スリーブ	7mm	70mm	¥12,000
15-16171-01	スリーブ	13mm	70mm	¥12,000

■ 把持鉗子（鉗子EY）



製品番号	把持部幅	全長	ラチェット	標準価格
RXQZZ010	10mm	340mm	あり	¥150,000
RXQZZ016	12mm	340mm	あり	¥150,000



製品番号	把持部幅	全長	ラチェット	標準価格
RXQZZ015	10mm	340mm	あり	¥150,000

■ ドベーキ把持鉗子（鉗子EY）



製品番号	把持部	全長	ラチェット	標準価格
RXQZX020	彎曲60°	340mm	あり	¥150,000
RXQZX019	彎曲30°	340mm	あり	¥150,000
RXQZX026	彎曲15°	340mm	あり	¥150,000



製品番号	把持部	全長	ラチェット	標準価格
RXQZX022	90° 角弯15mm	340mm	あり	¥150,000
RXQZX021	90° 丸弯15mm	340mm	あり	¥150,000



製品番号	把持部	全長	ラチェット	標準価格
RXQZX023	スネーク形状	340mm	あり	¥150,000

■ 持針器 (持針器EY)



製品番号	把持部	全長	ラチェット	標準価格
RXQCZ006	左カーブ	340mm	あり	¥130,000

診療科別鉗子セット



- 消化管外科鉗子セット
- 肝・胆・膵外科鉗子セット
- 食道外科鉗子セット
- 呼吸器外科鉗子セット
- 婦人科鉗子セット
- 泌尿器科鉗子セット

●消化管外科鉗子セット



把持鉗子
EY2000



把持鉗子
EY2022



把持鉗子（ドバーキ型）
EY2007.13



剥離鉗子
EY2005.2A2



剥離鉗子
EY2005.6A2



把持鉗子
EY2005.18



把持鉗子（無傷性）
EY2005.15SSR




はさみ鉗子
EY2006.3



把持鉗子
EY2007.6

●肝・胆・膵鉗子セット



クランプ鉗子
20919-25-004



MKプリングル鉗子
EY2107S



剥離鉗子（φ10mm）
EY2004.4B



剥離鉗子 グリソン部処置用
EY2008.3G4M

●食道外科鉗子セット



プレミアムアングル吸引洗浄管
E05HTS1



アングル吸引管
E05HK2




アングル起子（ヘラ）
ES2001H1C



3mm起子（ヘラ）
EE02S

●呼吸器外科鉗子セット



把持鉗子 (φ10mm)
EY2018A



把持鉗子 (φ5mm)
EY2018A6



把持鉗子 (ドベーキ型)
EY2007.14AA



胸腔鏡用ケリー鉗子
EY2005.3G2



HEIWA ドベーキ鉗子
E2005.11B



HEIWA リンパ節鉗子
E2005.12




胸腔鏡用はさみ鉗子
EY31104.1



吸引管 (φ10mm)
S1001.1H2

●婦人科鉗子セット



剥離鉗子
EY2005.4A2



把持鉗子
EY2005.7N1



はさみ鉗子
EY2006.3



把持鉗子 (φ3mm)
EY2202.3



マルチン鉗子
EY2005.8S



クロー鉗子 (φ10mm)
EY2006.3A3




筋腫スクリュー (φ5mm)
AM-004-001



筋腫スクリュー (φ10mm)
AM-004-004

●泌尿器科鉗子セット



剥離鉗子
EY2005.4A2



剥離鉗子
EY2005.6A2



剥離鉗子 (φ10mm)
EY2005.410



はさみ鉗子
EY2006.3



圧排子 (φ10mm)
EI-001-004H



ハイワフレックスレトラクター
E2093Y

製品番号	ページ	製品番号	ページ	製品番号	ページ	
060	0	20913-17YT	17-4	CS65CUR1	3-5	
	10	20919-25-004	18-1	D		
		20926-12-030	17-1			
		22Si	11-2		DCC8007	14-1
		26Si	11-2		DIF7002H	14-2
101.032L	10-6	3	DIT5008		14-5	
101.032R	10-6		DIT5028	14-5		
101.032S	10-6		DUS4008	14-4		
101.076	9-5		DUS4018	14-4		
101.076/440	9-5		DUS4020	14-4		
11	11	3840.31	15-1	DUS4021	14-5	
		3840.41	15-2	E05		
		3840.96	15-3			
		38Si	11-2			
					E05H	3-1
11-1174	8-4	5	E05HK2		3-1	
11-1178	8-4		//	18-1		
11-1179	8-4		E05HK3	8-2		
11-1182	8-4		//	17-4		
11-1184	8-4		E05HTS1	3-1		
11-1236	8-1	6	//	17-3		
11-1237	8-1		//	18-1		
115	115		618-195-20	6-1	E2000番台	
			69-0540	15-5		
						E2004.4GTS
				E2005.10ETT		2-1
				E2005.10ETTS		2-1
115.001X-J25	17-2	9	E2005.10T2	2-1		
115.001X-K15	17-1		E2005.11B	4-1		
115.001X-K15WR	17-1		//	18-2		
115.001X-K20	17-1		E2005.11KG2	4-1		
115.001X-K20WR	17-1		E2005.12	4-2		
115.001X-K25	17-1	A	//	18-2		
115.001X-K25WR	17-1		E2005.12K1	4-2		
115.001X-Y25	17-2		E2005.12KG1	4-2		
115.002X-K08	17-2		E2005.12R1	4-2		
115.002X-K10	17-2		E2005.14A	4-8		
115.002X-K12	17-2		E2005.3G	4-3		
115.010X-K06	17-1		E2005.3G2	4-3		
115.010X-K08	17-1		E2005.3G2TS	4-5		
115.010X-K10	17-1		E2005.3G3TS	4-5		
13	13	AM-004-001	7-2	E2005.3G4	4-3	
		//	18-2	E2005.5G	4-3	
		AM-004-004	7-2	E2005.8A1	10-7	
		//	18-2	E2005.8A2	10-7	
				E2005.8A3	10-7	
13-1592	10-4	B	E2008.3L	10-5		
13-1593	10-4		E2008.3R	10-5		
13-1594	10-4		E2008.3S	10-5		
15	15		B150	16-1	E2008.7L	10-5
			//	16-2	E2008.7R	10-5
		//	16-3	E2008.7S	10-5	
		B400	16-2	E2010	9-6	
		//	16-3	E2011.19	3-8	
15-16100-74	5-1		16-1	E2011.19K	3-8	
//	17-4		16-2	E2022CR	4-9	
15-16100-75	5-1		16-3	E2044.1	7-1	
//	17-4		16-1	E2044.3	7-1	
15-16171-01	5-1		16-2	E2088	9-5	
//	17-4		16-3	E2090	9-1	
17	17	//	16-3			
		B510-01	15-4			
		B520-10	15-4			
		B522-00	15-4			
		B60	3-4			
20821-04	17-3	B610-15	15-4			
20843-34	17-3	C	C55S	3-5		
20843-36	17-3		C65S	3-5		
20907-17YT	5-1		C70S	3-5		
//	17-4					
20913-17YT	5-1					

製品番号	ページ	製品番号	ページ	製品番号	ページ
E2091	9-2			EY2005.3G2	18-2
E2092	9-3	EK		EY2005.3G4	4-4
E2093Y	9-1	EK-010-014-H	1-16	EY2005.4	1-7
//	18-2			EY2005.410	1-10
E2097	9-2	EM		//	18-2
E2700	9-3	EM2000	9-4	EY2005.410A	1-10
E2702	9-2	EM500	9-4	EY2005.44M	1-8
E2703	9-2			EY2005.4A2	1-7
E8		EO		//	18-2
		EO2005.10R	2-2	EY2005.5A	1-7
E8001	11-1	EOB60	3-4	EY2005.5AS1	1-8
E8006	11-1	EORM1	3-4	EY2005.5T2	2-2
E8041	11-1			EY2005.6A2	1-8
EB		ES		//	18-1
		ES2001H1	3-7	//	18-2
EB2000NR	1-16	ES2001H1C	3-7	EY2005.7	1-1
EB2005.4NR	1-16	//	17-3	EY2005.7N1	1-1
EB2300NR	1-16	//	18-1	//	18-2
EB2305.4NR	1-16	ES2001T	3-7	EY2005.8S	1-10
EE		ES2004.1	3-3	//	18-2
		ES2004.1K1	3-3	EY2005.9	1-1
EE-001-005	3-8	ES2004.1S	3-3	EY2005.91K	1-12
EE-004-001	8-4	ES2004F1	3-3	EY2005.91KM	1-12
EE-004-002	8-4	ES2005G8	4-11	EY2005.93K	1-12
EE-004-003	8-4	ES2202	3-2	EY2006.3	1-13
EE-004-005	8-4	ES2204	3-2	//	18-1
EE-004-006	8-4	ESE2000	3-2	//	18-2
EE-004-025	8-4	ESE2005.4	3-2	EY2006.3A3	1-11
EE-010-003C	3-9	ESE2006.3	3-2	//	18-2
EE02F2	3-7			EY2006.3D	1-13
EE02F3	3-7	EY		EY2006.4	1-13
EE02S	3-7	EY2000	1-1	EY2006.6	1-11
//	18-1	//	18-1	EY2007.11	1-3
EG		EY2000.25	1-1	EY2007.13	1-5
		EY2000.30	1-1	//	18-1
EG-003-001	10-4	EY2004.2	1-9	EY2007.13L	1-5
EG-003-002	10-4	EY2004.4	1-9	EY2007.13NH	4-9
EG-003-003	10-4	EY2004.4B	1-9	EY2007.14AA	1-5
EG-003-004	10-4	//	18-1	//	18-2
EG-003-021	10-6	EY2004.5	1-6	EY2007.14AA3	1-15
EG-003-022	10-6	EY2004.6	1-9	EY2007.14AA3Z	1-15
EG-003-023	10-6	EY2005.10T2	2-2	EY2007.1A	1-12
EG-003-024	10-6	EY2005.15HT	1-2	EY2007.5	1-3
EH		EY2005.15HTR	1-2	EY2007.6	1-3
		EY2005.15SS	1-2	//	18-1
EH-035-003	8-1	EY2005.15SSR	1-2	EY2007.7	1-3
EH-035-013	8-1	//	18-1	EY2007.8	1-3
EH-035-021	8-1	EY2005.15SSR3	1-15	EY2008.3G4M	1-8
EI		EY2005.17	1-4	//	18-1
		EY2005.18	1-2	EY2009F	10-2
EI-001-003	9-6	//	18-1	EY2009FN	10-2
EI-001-004	9-5	EY2005.19	1-5	EY2009J	10-1
EI-001-004H	9-5	EY2005.19K1	1-5	EY2009L	10-1
//	18-2	EY2005.19K2	1-5	EY2009LTi	10-2
EI-001-050	9-1	EY2005.2A2	1-7	EY2009R	10-1
EJ		//	18-1	EY2009RTi	10-2
		EY2005.2ET1	1-7	EY2009S	10-1
EJ-022-005	8-1	EY2005.3G	4-4	EY2009SL	10-1
		EY2005.3G2	4-4	EY2009SR	10-1

製品番号	ページ	製品番号	ページ	製品番号	ページ
EY2009STi	10-2	H		L	
EY2018A	1-6				
//	18-2	H01A	3-5	L	14-1
EY2018A5	1-4	H01AF	3-5	LISS4022H	14-7
EY2018A6	1-4	H-1 (BC)	11-2	LISS4052	14-7
//	18-2	H-1 (BCT)	11-2	LYD191	6-1
EY2018A61	1-4	H-1 (BCTD)	11-2	LYD193	6-1
EY2018A6G	4-6	H-1 (BCTF)	11-2	lyd194	6-1
EY2018A9G	4-6	H-1 (BU)	11-3	M	
//	17-2	H-1 (BUD)	11-3		
EY2018AEY	1-6	H-1 (BUF)	11-3	M165-40	15-4
EY2022	1-4	HA4008	14-6	M165-61	15-4
//	18-1	HA4018	14-6	N	
EY2022B37	1-4	HA4020	14-6		
EY2105S	4-12	HA4021	14-6	NF01L	15-6
EY2107S	4-9	HA5008	14-6	NF01M	15-6
//	18-1	HA5028	14-6	NF01S	15-6
EY2200.3	1-15	HEATER	13-1	NPO2	4-8
EY2202.3	1-15	HEATERONLY	13-1	NSH1	4-10
//	18-2	HEIWAPC2	12-1	O	
EY2204.2CR	1-14	HEIWAPC2B	12-1		
EY2204.2NA	1-14	HEIWAPC2B-O	12-1	O105	16-7
EY2205.4	1-14	HEIWAPC2BW	12-1	OR18	5-4
EY31104	4-7	HEIWAPC2BW-O	12-1	OR20	5-4
EY31104.1	4-7	HEIWAPC2-O	12-1	P	
//	18-2	HEIWAPC2W	12-1		
EY31104.2A	4-7	HEIWAPC2W-O	12-1	P205	16-1
EY31104.2B	4-7	HEIWAST1	12-2	//	16-2
EY31104.4	4-7	HIRAGATA	13-1	//	16-3
EY7005	1-13	HIRAGATAONLY	13-1	//	16-7
EY8300A	2-1	HN-S20-200	10-7	P405	16-7
EYP		HN-S20-250	10-7	R	
		HN-S20-300	10-7		
EYP2009F	10-3	HSD-60S	14-3	R300	16-3
EYP2009L	10-3	HT1-11.5Ti	5-1	R302	16-1
EYP2009R	10-3	HT1-11.5TiT1	5-1	R350	16-2
EYP2009S	10-3	HT1-15Ti	5-1	RM1	3-4
F		HT1-15TiT1	5-1	RXQCZ006	17-6
		HT1-5.5Ti	5-1	RXQZX020	17-5
F087-1157-120	4-11	HT1-5.5TiT1	5-1	RXQZX021	17-5
F087-1157-140	4-11	HW	1-17	RXQZX022	17-5
F087-1157-160	4-11	HW-N	1-17	RXQZZ010	17-5
F100	16-2	HX	1-17	RXQZZ015	17-5
F150	16-7	HX-N	1-17	S	
F2031	4-8	HY	1-17		
F2031.3	4-8	HY-N	1-17	S	14-1
F300	16-3	HZ	1-17	S0533	14-7
F320	16-1	HZ-N	1-17	S0533P	14-7
F325	16-1	K		S1001.1H2	8-3
G				//	18-2
		KBL002	14-8	S1001.1N	8-3
GC13	5-4	KBL030	14-8	S1001.1N2	8-2
GC1BK	1-17	KBS002	14-8	//	17-4
//	9-4	KGL2-101-L	14-3	S1001.1U	8-3
GC1BL	1-17	KGL2-101-L2	14-3	S1001.1U2	8-3
//	9-4	KGL2-101-SL	14-3	S1001.3	8-3
GC3	5-4	KGL2-101-XL	14-3	STP-D	11-3
GC5	5-4	KGL2-101-XL2	14-3	SU6530A	14-8
		KH-1	8-2		

製品番号	ページ	製品番号	ページ	製品番号	ページ
T		VP104	16-1	VP712	16-6
		//	16-2	VP714	16-6
T0307	5-2	//	16-3	VP800	16-6
T0307D	5-2	//	16-4	VP802	16-6
T0307K	5-2	VP122	16-1	VP804	16-6
T0307KD	5-2	//	16-2	VP810	16-6
T0310	5-2	//	16-3	VP812	16-6
T0310D	5-2	VP122	16-4	VP850	16-6
T0310K	5-2	VP124	16-4	VP852	16-6
T0310KD	5-2	VP140	16-4	VP854	16-6
T0350TH	5-2	VP144	16-4	VP860	16-6
T0507	5-3	VP200	16-1	VP862	16-6
T0507D	5-3	//	16-2	VS200	16-6
T0507K	5-3	//	16-3	VS210	16-6
T0507KD	5-3	//	16-4	VS300	16-6
T0510	5-3	VP202	16-4	VS310	16-6
T0510D	5-3	VP204	16-4	VS400	16-6
T0510K	5-3	VP210	16-4	VS410	16-6
T0510KD	5-3	VP212	16-4	W	
T05-100-CH	14-9	VP214	16-4	WM0707R	14-2
T05-100-CH-SL	14-9	VP250	16-1	WM1010R	14-2
T05-100-CH-TW	14-9	//	16-2	WM1030R	14-2
T05-75-CH	14-9	//	16-3	WM2020R	14-2
T05-100-CT-S	14-10	//	16-5	WM2040R	14-2
T05-100-CT-SL	14-10	VP254	16-5	WM3060R	14-2
T05-75-CT-S	14-10	VP256	16-5	Z	
T05-75-CT-SL	14-10	VP258	16-5	ZA-004-232	4-10
T05-75-CT-TW	14-10	VP262	16-5		
T12-100-CH	14-9	VP300	16-5		
T1375S	5-3	VP302	16-5		
T1395S	5-3	VP304	16-5		
T1T	8-2	VP350	16-5		
V		VP352	16-5		
VC100	16-4	VP370	16-5		
VC120	16-4	VP372	16-5		
VC130	16-4	VP450	16-1		
VC300	16-4	//	16-2		
VC300-M	16-1	//	16-3		
//	16-2	//	16-5		
//	16-3	VP452	16-5		
//	16-4	VP454	16-5		
VC308	16-4	VP460	16-5		
VC308-M	16-1	VP462	16-5		
//	16-2	VP464	16-5		
//	16-3	VP500	16-5		
//	16-4	VP502	16-5		
VC312	16-4	VP512	16-5		
VC312-M	16-4	VP514	16-5		
VC316	16-4	VP600	16-1		
VC316-M	16-4	//	16-2		
VC322	16-4	//	16-3		
VC322-M	16-4	//	16-5		
VG200	16-1	VP610	16-5		
//	16-2	VP614	16-5		
//	16-3	VP620	16-5		
//	16-4	VP700	16-6		
VG202	16-4	VP702	16-6		
VP100	16-4	VP704	16-6		
		VP710	16-6		

製品情報、会社情報は下記からご覧いただけます。



ホームページ
<https://heiwairyo.co.jp/>



LINE公式アカウント
@heiwairyo



平和医療器械ネットショップ
<https://heiwairyo.net/>



YouTubeチャンネル