

■ クリップ鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm



アングル機能なし

製品番号	全長	有効長		標準価格
B60	450mm	330mm	ラチェットなし	¥190,000

■ リムーバー 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm




アングル機能なし

製品番号	全長	有効長		標準価格
RM1	450mm	330mm	ラチェットなし	¥140,000

■ アングルクリップ鉗子 販売名:プレミアムアングル鉗子

10mm



製品番号	全長	有効長	アングル		標準価格
EOB60	500mm	330mm	45°	ラチェットなし	¥220,000

■ アングルリムーバー 販売名:プレミアムアングル鉗子


10mm



製品番号	全長	有効長	アングル		標準価格
EORM1	500mm	330mm	45°	ラチェットなし	¥220,000

■ クリップ 販売名:プレミアムドバーキランプ

12mmトロカールからの挿入可能 ドバーキタイプ(アトラマティックジョー)



製品番号	形状	ブレード長		標準価格
H01A	直	25mm	血管等	¥60,000
H01AF	弱弯	25mm	血管等	¥60,000
C55S	直	55mm	腸管・肺等	¥65,000
C65S	直	65mm	腸管・肺等	¥65,000
C70S	直	70mm	腸管・肺等	¥65,000



■ クリップ 販売名:プレミアムクランプ湾曲型



製品番号	形状		標準価格
CS65CUR1	湾曲	腸管・肺等	¥100,000

Radial Reload(Covidien社) 対応

- 特徴的なクリップ形状により直腸へのクリッピングが容易となります。
- 低位前方切除術における直腸の縫合切離において腸管クリップとしてご使用いただけます。
- Radial Reload(Covidien社) 等の縫合器使用時の直腸へのアプローチの際の操作性および周辺の視認性が向上します。

■ HMD-クリップアプライヤ


10mm



片手でクリップの把持、位置調整、留置が可能なクリップ鉗子です


HMD-クリップアプライヤの特徴

優れた位置合わせ機能




手元のレバーを操作することで、クリップの角度を調整できます。

細かな操作性



術野に合わせてクランプレバーを操作することで、クリップの開き幅を調整できます。

脱落防止機能



ロック機能により、意図しない操作での体内へのクリップの脱落を防止します。

製品番号	外径	有効長	標準価格
060	10mm	330mm	¥260,000

※適合クリップについて
下記のクリップ以外は適合しませんのでご注意ください。

プレミアムドバーキクランプ

- C55S
- C65S
- C70S



HMDクリップアプライヤ
使用方法