

■ 把持鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格
¥122,000

5mm

先端形状	製品番号	ブレード長	
 	EY2005.15SS	24mm	無傷性 片開き
	EY2005.15SSR	24mm	無傷性 両開き
 	EY2005.18	20mm	昭和大学村上教授 ご考案 ファインな操作から リンパ節の把持まで 広範囲に使用でき る。
 	EY2005.19	20mm	グラスパー 片開き
 	EY2005.19K1	20mm	グラスパー 両開き
 	EY2007.5	16mm	グラスパー