

気腹用チューブ

- 感染予防で安心
- 業界一のローコスト

DIF7002H

バクテリア除去フィルター

ユニバーサルコネクタ
(気腹装置側)



ルアロックコネクタ
(トロッカー側)

3m

フィルターの圧力抵抗値
1.44kPa (流速20L/分) 2.33kPa(30L/分)

アダプターが必要な場合は、下記の再使用アダプターもあります。

フィルター微生物等除去能力
0.1ミクロン以上粒子99.997%除去
0.3ミクロン以上粒子99.99996%除去

GORE-TEX社製

オリンパス社気腹装置の場合 アダプタ不要


DIF7015

気腹装置用アダプタ
径15.9mm用
(再使用可) ストルツ社気腹装置等用



DIF7016

気腹装置用アダプタ
径22mm用
(再使用可) ウィザップ社気腹装置等用



内袋付包装

商品名	製品番号	入数	定価単価	JANコード	JMDNコード
気腹用チューブ	DIF7002H	20本/1箱	¥ 2,900	4560279001062	70353000

since 1963

株式会社平和医療器械

本社 山口県防府市戎町2丁目4-37
 営 0835-22-3658 FAX 0835-22-3678
 www.heiwairyo.co.jp
 宇部 0836-44-5021 東京 03-5966-4388
 製造販売業許可番号 35B2X10001