

HEIWA

オーストラリア
フェアモント社
Fairmant Medical
ISO9001

ラップビュー

- 感染予防で安心
- 業界一のローコスト

LESS7008

排煙フィルター



フィルター微生物除去能力
0.1ミクロン以上粒子99.999%除去
GORE-TEX社製

固定具

ローラーランプ

ルアーロックコネクタ

30cm

- 強力なフィルターにより煙やミストを除去します。
- 手術室内を清潔に保つだけでなく、良好な手術野を確保できます。



内袋付包装

商品名	製品番号	入数	病院標準価格	JANコード	JMDNコード
ラップビュー	LESS7008	40本/1箱	¥96,000	4560279001055	70353000

※イメージ画像の為、実物とは色が若干異なる場合がございます。

since 1963

株式会社平和医療器械

本社 山口県防府市哉町2丁目4-37
☎ 0835-22-3658 FAX 0835-22-3678
www.heiwairyo.co.jp
宇都 0836-44-5021 東京 03-5966-4388
製造販売業許可番号 35B2X10001