

HEIWA


Fairmont Medical

内視鏡手術用

洗淨吸引プローブセット


オールテ[®] イスホ[®] - サ[®] フ[®] ルタイプ[®]

Design Innovation



AUSTRALIAN
MADE

洗浄吸引プローブセット



特徴

- ローコスト
- 軽量
- ピストン部が大口径の為詰まらない。
洗浄水の出が良い。

型式 LISS4022

20セット/箱 1セット9,000円

オールティーン・サファルタイプ



生食バッグにも刺しやすい

生理食塩水バッグに
さしやすいスパイク



STEP 1

洗浄水のバッグに、
洗浄水のチューブを差し込みます。



STEP 2

吸引用チューブを吸引口に取り付けます。

○ 使いやすい ○ ローコスト

(多い納入実績 東京医科歯科大学、癌研有明病院他 (LISS4012タイプ))

術後のCRP上昇防止のため洗浄は充分に行いましょう

HEIWA since 1963
株式会社平和医療器械

本社 山口県防府市成町2丁目4-37
☎ 0835-22-3658 FAX 0835-22-3678
www.heiwairyo.co.jp
宇部 0836-44-5021 東京 03-5966-4388
製造販売業許可番号 35B2X10001
製造元 Fairmont Medical 社 (オーストラリア)