

HEIWA

Fairmont Medical

内視鏡手術用

洗浄吸引プローブセット

ロボット手術用

オールテ"イスホ"ーサ"フルタイプ"


Design Innovation



AUSTRALIAN
MADE

洗浄吸引プローブセット

ロボット手術用ロングタイプ



特徴

ローコスト

軽量

ピストン部が大口径の為詰まらない。
洗浄水の出が良い。

吸引洗浄プローブセット

型式 LISS4052

10セット/箱 1セット 12,000円

プローブ有効長 500mm

オールティスホーザブルタイプ

生食バッグにも刺しやすい

生理食塩水バッグに
さしやすいスパイク



推奨併売品

洗浄水バッグ加圧装置

ハイワPC 2

生理食塩水バッグを最高400mmHg
まで加圧することができる
電動ポンプカフ加圧装置です。

- 従来タイプに比べ加圧速度が格段に速くなりました。(20秒)
- デジタルで5mmHg単位で圧調節が可能。
- 自動加圧機能で水圧が減少しても自動で設定圧まで補充加圧します。
- バッグは250ml・500ml・1000ml
どれでも使用できます。

○ 使いやすい ○ ローコスト

(多い納入実績 東京医科歯科大学
癌研有明病院他 (LISS4012タイプ))

術後のCRP上昇防止のため洗浄は
充分に行いましょう

since 1963

株式会社平和医療器械

東京03-6912-2850 山口0835-22-3658
神戸078-599-5322 www.heiwairyo.co.jp

HP: "平和医療"で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001

