




■ アングル鉗子 販売名:ハイワシリーズ ESE型、ES2200型



- | | | | |
|--|-----------|---------------|--------------------|
| | ESE2000 | a.鉗子部 | f.ローテーション固定ダイヤル |
| | ESE2005.4 | b.シャフト部 | g.アクティブコード接続部 |
| | ESE2006.3 | c.キャップ | h.ハンドル部 |
| | | d.アングルダイヤル | i.ラチェットON/OFF切替レバー |
| | | e.ローテーションダイヤル | |



製品番号		全長	有効長	アングル		標準価格
ESE2000	把持	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ESE2005.4	剥離	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ESE2006.3	はさみ	505mm	330mm	70°	ラチェット付	¥270,000
ES2202	把持	420mm	240mm	60°	ラチェットの有無を選べます	¥220,000
ES2204	剥離	420mm	240mm	60°		¥220,000