

HEIWA

Disposable camera cover

Fairmont
Medical

完全密封式カメラカバー

腹，胸腔鏡
関節鏡
鼻内手術
膀胱鏡

Design

Innovation

これで、いつでも使える



カメラが、滅菌により痛まないで、故障が少ない。
カメラのメンテナンスの手間と費用を削減

HEIWA



① 包装より取り出す



②



③

カメラを入れる。
矢印の方向に、挟み込むようにして
大きく口を広げ挿入する



④

コードにそって、袋を広げる



⑤

カブラをカメラに取り付ける



⑥

完成



スコープ（硬性鏡）
の装着は、矢印の部分
押し下げる。

| 商品名 | カタログ番号 | 1箱の人数 | 定価単価 | メディエコード | JANコード |
|-------------|---------|-------|--------|---------|---------------|
| 完全密封式カメラカバー | DCC8007 | 40枚/箱 | ¥2,380 | T508222 | 4560279000225 |

since 1963

株式会社平和医療器械

山口 0835-22-3658 東京 03-6912-2850

札幌 011-590-9095 名古屋 052-715-8130

大阪 072-669-7230 www.heiwairyo.co.jp

ホームページ “平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001