

SURGIWEAR

NEUROSURGICAL PATTIES

滅菌済



材質は最高のビスコースファイバーを使用し、不織布シートに仕上げました。優れた吸収性を持ち、組織に優しく使いやすい神経外科用シートです。最高の品質と低コストを両立させている製品です。(X線造影糸ライン入滅菌済)

商品名	サイズ (mm)	カタログ番号	1 パック入数	1 箱の入数
ニューロパティ―	7x7	WM0707R	10シート/パック	20パック/箱
ニューロパティ―	10x10	WM1010R	10シート/パック	20パック/箱
ニューロパティ―	10x30	WM1030R	10シート/パック	20パック/箱
ニューロパティ―	20x20	WM2020R	10シート/パック	20パック/箱
ニューロパティ―	20x40	WM2040R	10シート/パック	20パック/箱
ニューロパティ―	30x60	WM3060R	10シート/パック	20パック/箱

since 1963

株式会社平和医療器械

山口 0835-22-3658 東京 03-6912-2850

札幌 011-590-9095 名古屋 052-715-8130

大阪 072-669-7230 www.heiwairyo.co.jp

ホームページ “平和医療”で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001