

プレミアム吸引洗浄管 E05HK3

- ・弱弯なのでΦ12mmのポートも通過します。
- ・先端は球状タイプ、ストレートタイプの2種類。
- ・ダヴィンチ / 鏡視下のアシストに有用
- ・有効長は3種類 (265mm、330mm、400mm)
- ・第10肋間の横隔膜上のポートから肺尖まで吸引可能な長さ。
- ・RPL-4 (4アーム完全ポート下手術) に最適。



ストレート吸引ヘッド



球状吸引ヘッド

脱着可能ヘッド(ネジ留)
本体とヘッド2種類付



吸引調節口付