

# HEIWA

NEW

## 河野式 3mmドベーク型把持鉗子

EY2007.14AA3

有効長270mm



先端拡大図

把持面拡大図



虎の門病院 呼吸器センター外科部長

河野 匡 先生

病院標準価格 122,000円

- しっかりした造り、使いやすい
- 持ちやすく操作性に優れたハンドル

3mm径のシャフトでも...

- \* 把持力が強い
- \* しなりを抑えた十分なシャフト強度!

※ハンドルのラチェット有/無は選べます

滅菌は、EOG滅菌、オートクレーブ滅菌、薬液浸漬が可能です。

since 1963

### 株式会社平和医療器械

東京：03-6912-2850 山口：0835-22-3658

神戸：078-599-5322 宇部：0836-44-5021

www.heiwairyo.co.jp

HP: 平和医療 で、検索可

製造販売業許可番号 35B2X10001