

■ 洗浄水バッグ加圧装置



内視鏡外科手術等における洗浄用の生理食塩水バッグの電動（AC100V）の加圧装置です。洗浄水が勢いよく噴出し、少量で効果的な洗浄が可能となります。

250ml、500ml、1000mlの洗浄水（生理食塩水バッグ）すべて使用できます。

大塚生食バッグ1000ml使用可能タイプもございます。

（※プラボトルは使用できません）

デジタルで5mmHg単位で圧調節が可能です。

自動加圧機能で水圧が減少しても自動で設定圧まで加圧します。

電動なので配管は不要で、どこでも使用できます。

製品番号	製品名	圧力設定	駆動方式	標準価格
HEIWAPC300	ハイワPC300	100~300mmHg	DC12V	¥198,000
※ HEIWAPC300-O	ハイワPC300-O	100~300mmHg	DC12V	¥198,000
HEIWAPC300W	ハイワPC300 2連タイプ	100~300mmHg	DC12V	¥396,000
※ HEIWAPC300W-O	ハイワPC300-O 2連タイプ	100~300mmHg	DC12V	¥396,000

※大塚生食バッグ用