


■ エンドスコープホルダー



中央関節のネジハンドルを
閉めつけるだけで全関節を固定できます。
迅速かつ簡単に固定でき、頻回な位置調節
も簡便です。
シンプルな構造のため使いやすい。



標準品は、レール固定金具は
ACT-13HWを使用しています。

製品番号

標準価格



3840.30

K26 5mm径、10mm径硬性鏡兼用把持
G8 Articulated arm, action radius 400mm
V5-1 Column 300mm, height-adjustable

¥330,000



3840.31

K26 5mm径、10mm径硬性鏡兼用把持
G8 Articulated arm, action radius 400mm
V60 L Column 450×100mm, height-adjustable

¥330,000