

■ 器具ホルダー



中央関節のネジハンドルを閉めつけるだけで全関節を固定できます。迅速かつ簡単に固定でき、頻回な位置調節も簡便です。シンプルな構造のため使いやすい。



標準品は、レール固定金具はACT-13HWを使用しています。

製品番号

標準価格



3840.41

K30 Combined instrument holder ϕ 4-18/0-18mm, M8
G8 Articulated arm, action radius 400mm
V60 L Column 450×100mm, height-adjustable

¥350,000

画像の支柱はV5-1です



3828.69

ダブルアーム器具ホルダー(スコープホルダー把持部タイプ) 5mm径, 10mm径硬性鏡兼用把持

¥650,000