


■ ハイワトロカールチタン 販売名:内視鏡用トロカール

チタニウム製 軽量



エッジの面取り済


ロック付

傘部分のカットタイプも可能

製品番号		外套の内径	スリーブ長	標準価格
HT1-5.5Ti		7mm	52mm	¥118,000
HT1-11.5Ti		13mm	58mm	¥118,000
HT1-15Ti		16mm	58mm	¥118,000
HT1-5.5TiT1	カットタイプ	7mm	52mm	¥118,000
HT1-11.5TiT1	カットタイプ	13mm	58mm	¥118,000
HT1-15T1	カットタイプ	16mm	58mm	¥118,000

■ トロカールEY 販売名:トロカールEY

オートクレーブ対応



フレキシブル仕様のため視野が非常に広がる

製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
20913-17YT	トロカールEY	13mm	70mm	¥110,000
20907-17YT	トロカールEY	7mm	70mm	¥110,000

■ パーツ



製品番号	製品名	外套の内径	スリーブ長	標準価格
15-16100-74	スリーブ	7mm	50mm	¥12,000
15-16100-75	スリーブ	7mm	70mm	¥12,000
15-16171-01	スリーブ	13mm	70mm	¥12,000