

■ メリーランド剥離鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格  
¥122,000

5mm

| 先端形状  | 製品番号        | ブレード長 |
|---|-------------|-------|
|    | EY2005.5AS1 | 25mm  |
|     | EY2005.6A2  | 20mm  |
|     | EY2005.44M  | 20mm  |

50° カーブ  
有窓  
ロングタイプ  
視野が良好で血管回  
りなど剥離しやすい  
形状

90° カーブ  
血管等をすくう際等  
に使用  
ファインタイプ

NAGAI TYPE

■ MK鉗子 販売名:鉗子EY

標準セット価格  
¥122,000

5mm

| 先端形状  | 製品番号        | ブレード長 |
|---|-------------|-------|
|   | EY2008.3G4M | 36mm  |

グリソン部の処置用  
12mmトロカール通過

福山市民病院  
外科 門田先生  
ご考案