

2023年1月吉日

お得意先各位

# HEIWA

## ラップビュー 変更について (お知らせ)

拝啓 お得意先各位におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび下記の弊社製品に関しまして、メーカーによる改良のため、変更させて頂くこととなりましたのでご案内をさせていただきます。

現在の在庫がなくなり次第、変更後のものを出荷いたします。ご迷惑をお掛けする事と存じますが、何卒ご理解の程よろしくお願ひ申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、重ねてお願ひ致します。

敬具

\*99.999%の効率を持つ ULPA フィルター内蔵の為吸引器に接続して使用する必要はありません。

### 記

製品名	製品番号
ラップビュー	LESS7008

#### 【変更前】

ドレープクリップあり

→

ローラーランプ

→

#### 【変更後】

ドレープクリップなし

ダイヤル



ローラーランプ



作動圧力 15mmHg にて測定

ダイヤル位置	流量 (L/分)
0	0±0.5
1	4±0.5
2	6±0.5
3	8±0.5

以上