



お得意先 各位

2023年5月吉日

株式会社平和医療器械

TEL:0835-22-3658

DUFNER 社製 吸引洗浄管の仕様変更について (お知らせ)

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、平素よりご愛顧いただいております下記製品について、製造元 (DUFNER 社) の諸事情により、製品仕様を変更させていただくこととなりましたので、ご案内させていただきます。

この度の仕様変更にとまない、ご不便をおかけすることがあるかと存じますが、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

販売名	吸引洗浄管
製品番号	20843-34、20843-36
製造販売届出番号	35B2X10001003507
外国製造業者	DUFNER Instrumente GmbH (ドイツ)

2. 変更内容 (別紙参照)

ハンドル部の素材がステンレス (SUS) からポリアミド (PA) に変更になりました。



3. 出荷時期

現行製品の在庫がなくなり次第、出荷させていただきます。

以上

(別 紙)

吸引洗浄管の仕様変更の内容について

変更前	 <p>材質：ステンレス製</p>
変更後	 <p>材質：ステンレス製</p> <p>材質：ポリアミド製</p>

変更後ハンドル部

