




■ エンドスコープホルダー



中央関節のネジハンドルを
閉めつけるだけで全関節を固定できます。
迅速かつ簡単に固定でき、頻回な位置調節
も簡便です。
シンプルな構造のため使いやすい。

※別途、レール固定金具 ACT-13HW が必要です。

	製品番号		標準価格
	3840.30	5mm径、10mm径硬性鏡ホルダー 関節アーム最大可動半径400mm 支柱 高さ300mm	¥450,000
	3840.31	5mm径、10mm径硬性鏡ホルダー 関節アーム最大可動半径400mm L字支柱 高さ450×幅100mm	¥450,000
	ACT-13HW	レール固定金具	¥45,000