

■ 器具ホルダー



中央関節のネジハンドルを
閉めつけるだけで全関節を固定できます。
迅速かつ簡単に固定でき、頻回な位置調節
も簡便です。
シンプルな構造のため使いやすい。

※別途、レール固定金具 ACT-13HW が必要です。

製品番号	標準価格
	<p>3840.41</p> <p>4mm～18mm径器具ホルダー 関節アーム最大可動半径400mm L字支柱 高さ450×幅100mm</p> <p>¥480,000</p>
	<p>3828.69</p> <p>ダブルアーム 4mm～18mm径器具ホルダー L字支柱 高さ450×幅200mm</p> <p>¥700,000</p>
	<p>ACT-13HW</p> <p>レール固定金具</p> <p>¥45,000</p>