



■ トレーニング用鉗子




トレーニング用剥離鉗子

先端形状	製品番号	全長	標準価格
	E8001	470mm	¥15,000

トレーニング用はさみ鉗子

先端形状	製品番号	全長	標準価格
	E8041	470mm	¥15,000

トレーニング用把持鉗子

先端形状	製品番号	全長	標準価格
	E8006	470mm	¥15,000

※ラチェット付き

■ HEIWA内視鏡手術トレーナー



19インチテレビ



折り畳み可能



38万画素の高画質カメラ

製品番号	セット内容	標準価格
H-1(BC)	練習ボックス+高画質カメラ	¥140,000
H-1(BCT)	練習ボックス+高画質カメラ+テレビ	¥180,000
H-1(BCTF)	練習ボックス+高画質カメラ+テレビ+持針器2本(リユーズブル)	¥230,000
H-1(BCTD)	練習ボックス+高画質カメラ+テレビ+持針器2本(リユーズブル)+ディスポ鉗子2本 ※持針器は10-1、10-2ページ掲載製品からお選びいただけます。 ※ディスポ鉗子は11-1ページ掲載製品からお選びいただけます。	¥240,000

■ ハイワ縫合練習用針糸

製品番号	セット内容	標準価格
17Si	ブレードシルク 黒 3-0 45cm 縫合針 丸針 1/2 17mm 10パック入	¥1,600
22Si	ブレードシルク 黒 3-0 45cm 縫合針 丸針 1/2 22mm 10パック入	¥1,600
26Si	ブレードシルク 黒 3-0 45cm 縫合針 丸針 1/2 26mm 10パック入	¥1,600
38Si	ブレードシルク 黒 0 45cm 縫合針 丸針 1/2 38mm 10パック入	¥1,800




1パック/包装
未滅菌・臨床使用不可

■ HEIWA内視鏡手術トレーナー



お持ちのパソコンを使用できます。



折り畳み可能



USBカメラ

製品番号	セット内容	標準価格
H-1(BU)	練習ボックス+USBカメラ	¥150,000
H-1(BUF)	練習ボックス+USBカメラ+持針器2本(リユーザブル)	¥200,000
H-1(BUD)	練習ボックス+USBカメラ+持針器2本(リユーザブル)+ディスポ鉗子2本 ※持針器は10-1、10-2ページ掲載製品からお選びいただけます。 ※ディスポ鉗子は11-1ページ掲載製品からお選びいただけます。	¥210,000

■ ハイワ縫合練習人間皮膚創傷パッドDタイプ



製品番号	製品名	標準価格
STP-D	ハイワ縫合練習人間皮膚創傷パッドDタイプ	¥3,900

■ 洗浄水バッグ加圧装置



従来タイプと比べて加圧速度が格段に速くなりました。
(設定圧までの加圧に最速10秒)

バッテリーのみでの連続使用可能時間：約10時間
(バッテリータイプの場合 最高設定圧力にて使用時)
バッテリー充電時間：約3時間



ハイワPC2
紹介動画

製品番号	製品名	圧力設定	駆動方式	標準価格
HEIWAPC2	ハイワPC2	0~400mmHg	DC12V	¥288,000
※ HEIWAPC2-O	ハイワPC2	0~400mmHg	DC12V	¥288,000
HEIWAPC2B	ハイワPC2 バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥315,000
※ HEIWAPC2B-O	ハイワPC2 バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥315,000
HEIWAPC2W	ハイワPC2 2連タイプ	0~400mmHg	DC12V	¥576,000
※ HEIWAPC2W-O	ハイワPC2 2連タイプ	0~400mmHg	DC12V	¥576,000
HEIWAPC2BW	ハイワPC2 2連バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥630,000
※ HEIWAPC2BW-O	ハイワPC2 2連バッテリータイプ	0~400mmHg	DC12V	¥630,000

※大塚生食バッグ対応品

■ ハイワPC専用スタンド



低重心型で安定感のあるデザイン

ハイワPC専用設計のスタンド

ステンレスバスケット付き



規 格

本 体	Φ520mm × H1450mm	バスケット	縦：200mm
	パイプ径：Φ25mm		横：320mm
	重 量：6.7kg		深さ：150mm
	キャスター：Φ40mm		

製品番号	製 品 名	材 質	標 準 価 格
HEIWAST1	ハイワPC専用スタンド	ステンレス	¥73,000

■ ラパロスコープ用 ヒーター付カップ



ステンレスカップ 750CC

腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップ
※煮沸機能はありません。

製品番号	製品名	ケーブル長	消費電力	標準価格
HEATER	ラパロスコープ用 ヒーター付カップ	2.5m	25W	¥29,800
HEATERONLY	ラパロスコープ用 ヒーター付カップ ヒーターのみ	2.5m	25W	¥24,800

■ ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ



ステンレスカップ 750CC

腹腔鏡、胸腔鏡、関節鏡、鼻腔鏡等のスコープ（硬性鏡）のウォームアップ、洗浄用の温水維持できるカップ
※煮沸機能はありません

製品番号	製品名	ケーブル長	消費電力	標準価格
HIRAGATA	ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ	2.5m	18W	¥59,800
HIRAGATAONLY	ラパロスコープ用 平型ヒーター付カップ 平型ヒーターのみ	2.5m	18W	¥54,800

■ ヒーターカップ用架台



ヒーターカップ
紹介動画

サイズ	標準価格
150×170×190	¥27,500